

Información sobre el producto

FD 350 toallitas desinfectantes



FD 350 - breve descripción

- Prácticas toallitas desinfectantes para la desinfección rápida de las superficies de los productos sanitarios invasivos y no invasivos en la consulta, el laboratorio y la clínica.
- Tiempo de actuación: 1 min.
- Amplio espectro de acción: bactericida, tuberculocida, fungicida, virucida limitado (virus encapsulados, incl. VHB, VHC y VIH, así como no encapsulados como adenovirus, poliomavirus SV 40 y norovirus).
- Comprobadas según los métodos de la VAH y las normas europeas.
- Lista VAH.
- Extraordinaria compatibilidad con los materiales y olor agradable.
- Secado rápido y uniforme.
- Tamaño de las toallitas: 140 x 220 mm.
- También disponible en envase de recambio.
- 3 aromas diferentes: Classic, Lemon y Flower.

Propiedades

Las toallitas desinfectantes FD 350 del sistema Dürr Higiene son apropiadas para la desinfección rápida de las superficies de productos sanitarios, como por ejemplo, reposacabezas y apoyabrazos de las unidades de tratamiento, mangos de lámparas operatorias, partes de equipos de rayos X tales como apoyamentón, reposanucas, localizador o fundas de protección de películas intraorales. Además, FD 350 también es adecuado para los paneles de mando de las unidades de tratamiento o de las reveladoras de radiografías XR. Las toallitas desinfectantes son delicadas con la piel, desprenden un olor agradable, y se pueden utilizar en la consulta para múltiples aplicaciones.

Composición del producto

FD 350 contiene como principios activos una combinación de acción rápida de alcoholes. 100 g de la solución del principio activo contienen 32 g de 1-propanol, 26 g de etanol, adyuvantes y limoneno (FD 350 Lemon, FD 350 Flower), citral (FD 350 Lemon) y agua.

Eficacia microbiológica

FD 350 posee acción bactericida¹⁾, tuberculocida¹⁾, fungicida¹⁾, virucida limitada (virus encapsulados, incl. VHB, VHC, VIH²⁾, ³⁾ así como virus no encapsulados como adenovirus¹⁾, ⁴⁾, poliomavirus SV 40²⁾ y norovirus¹⁾, ⁴⁾). Lista VAH. Comprobadas según EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 y EN 16615.

Aplicación

Extraiga las toallitas desinfectantes FD 350 una a una. Limpie las superficies y los objetos pequeños a desinfectar y deje actuar el producto. Tras la extracción de la toallita, vuelva a cerrar la caja inmediatamente.

Impacto ambiental

La solución de principio activo FD 350 es fácilmente biodegradable según la directiva 301 D de la OCDE. El embalaje se puede destinar a la producción de energía o reciclarse. Elimine las toallitas usadas como basura doméstica. No tirar al WC.

Información sobre el producto

FD 350 toallitas desinfectantes

Datos físicos

Solución de principio activo:

Aspecto: solución transparente, incolora, ligeramente viscosa

Densidad: $D = 0,89 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ (20 °C)

Punto de inflamación: 25 °C (según DIN 51755)

Vida útil

3 años

Tras la apertura, 3 meses.

Presentación

Caja con 110 toallitas.

12 envases de recambio por caja con 110 toallitas cada uno.

Almacenamiento

Almacenar el producto entre 5 °C y como máx. temperatura ambiente.

Notas generales

Antes del acondicionamiento reglamentario, desinfecte el exterior de los productos sanitarios como las turbinas, piezas de mano y contraángulos según las indicaciones del fabricante. Tenga precaución con materiales sensibles al alcohol (p. ej. vidrio acrílico o materiales similares). En el caso de superficies sensibles, compruebe la compatibilidad con el material en una zona no visible. Se pueden producir cambios en el color y olor del producto, especialmente cuando se almacena expuesto a la luz solar. No obstante, estos cambios de color y olor no influyen sobre la capacidad desinfectante del producto.

Acondicionamiento de la caja dispensadora y la tapa: desprenda de forma mecánica y elimine la suciedad y los restos. Lave meticulosamente el interior y el exterior de la caja dispensadora y la tapa con agua corriente caliente ($> 55 \text{ °C}$ – Atención: ¡peligro de escaldadura!) y séquelas con un paño desechable. A continuación, humedezca completamente la caja dispensadora y la tapa con un paño desechable empapado en desinfectante rápido alcoholístico (p. ej. FD 322 o FD 333) y desinfectelas meticulosamente (¡tenga en cuenta el tiempo de actuación!). Espere a que se sequen completamente.

Distribuido por

Dürr Dental SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Fabricante

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de

Aplicación	Tiempo
Desinfección de superficies (según VAH)¹⁾	1 min.
Bacterias¹⁾ y levaduras¹⁾	1 min.
Bacterias de Tb¹⁾	1 min.
Mohos¹⁾	10 min.
Virus de variolovacuna, incl VHB, VHC, VIH^{2), 3)}	30 s.
Adenovirus^{1), 4)}	30 s.
Poliomavirus SV 40²⁾	5 min.
Norovirus^{1), 4)}	1 min.

1) Ensayo con carga reducida (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14348 y EN 14476).

2) Ensayo sin y con carga según las directrices DVV/RKI.

3) Según recomendación del instituto Robert Koch (informe del organismo alemán para la salud federal Bundesgesundheitsbl. 60, 353 - 363, 2017).

4) Ensayo con carga elevada (EN 14476).

Acondicionamiento mecánico alternativo: acondicione termoquímicamente y seque en lavadora-desinfectadora hasta 93 °C.

Advertencias de seguridad

El FD 350 está clasificado y etiquetado según el reglamento CLP: ver etiquetado y ficha de datos de seguridad del producto.

Dictámenes periciales independientes – estudios propios

Los dictámenes periciales están disponibles a petición.

CE 0124