



**DENTAL
VITA**



PD PUBLICIDAD



CREATE IT.



aparatología

Ofertas válidas hasta fin de existencias salvo error tipográfico

DENTAL VITA

OFERTAS VÁLIDAS HASTA 30 DE JUNIO 2026

www.dentalvita.com

Ofertas válidas hasta fin de existencias salvo error tipográfico

HORARIO DE OFICINA DE 9 A 18 H. ININTERRUMPIDAS

KaVo AMIQA



KaVo AMIQA ESSENTIAL

Equipamiento con:

Elemento Odontólogo 4 posiciones

- Jeringa de tres funciones Minilight 3F
- Manguera con motor eléctrico **KL701** con **SMARTdrive**
- Manguera para turbina con luz+acoplamiento 465LED
- Anclaje manguera 3 posiciones versión S
- Soporte para bandeja normalizada + bandeja normalizada
- Display con pantalla táctil
- MEMOdent
- Asa derecha

Elemento auxiliar 3 posiciones

- **Display Táctil capacitativo**
- Elemento aux. regulable altura 50cm.
- Manguera aspiración fina
- Manguera aspiración
- Kit soporte selectivo aspiración

Sillón

- Soporta hasta 185kg en movimiento
- Tapicería Standard nuevo diseño tapicería Progress
- Reposacabezas cuadrado multiarticulado con botón giratorio.
- Apoyabrazos izquierdo

Grupo Hídrico

- Aspiración externa (preparado para motores con recuperador de amalgama)
- Centro de Higiene integrado.
- Bloque de agua compacto sin DVGW
- Escupidera de porcelana o cristal humo
- Cubierta caja de conexiones estandar separada
- Filtro de aire
- VACUstop
- HydroClean lavado de mangueras de aspiración
- MEDIAgateway para actualizaciones de Software
- Pedal PREMIUM con cable

Lámpara

- Lámpara LED MAIA con barra

Taburete

- Taburete PHYSIO ONE

PVP 34.086,- €

Desde 18.950 €

**NO INCLUYE
TRANSPORTE NI
INSTALACIÓN.
CONSULTE OFERTA**

**SENCILLA. PRECISA.
EXCELENTE. CALIDAD
PARA UNA FIABILIDAD
ABSOLUTA CON UN
DISEÑO
CONTEMPORÁNEO.**

**PROMOCIÓN ESPECIAL
VÁLIDA HASTA EL
30-06-2026**

**CONSULTE
CONDICIONES DE
FINANCIACIÓN**

KAVO
Dental Excellence

KaVo AMIQA



PACK AMIQA UP

- KaVo eSCALER con luz Led + 3 insertos
- Cambio a tapicería RELAXline
- Cambio a tapicería RELAXline taburete Physio ONE

OFERTA 1.953 € + IVA

PACK AMIQA ADVANCED

- KaVo eSCALER con luz Led + 3 insertos
- Cambio a tapicería RELAXline
- Cambio a tapicería RELAXline taburete Physio ONE
- Cambio a micromotor K703
- Cambio a brazo soporte bandeja doble
- Juego de dos bandejas metálicas
- Cambio a NEW Lámpara LUMINA + barra

OFERTA 4.082 € + IVA



**CONSULTE
CONDICIONES DE
FINANCIACIÓN**

**PROMOCIÓN ESPECIAL
VÁLIDA HASTA EL
30-06-2026**

KaVo ESTETICA E-30



CONSULTE
CONDICIONES DE
FINANCIACIÓN



➔ KaVo ESTETICA E-30

Equipamiento con:

Elemento Odontólogo VERSIÓN S/T

- Jeringa de tres funciones Minilight 3F
- 1 Manguera Turbina con luz
- Manguera con Micromotor KL701 con Smartdrive
- Regulador de agua y aire en cada módulo.
- Soporte para bandeja DOBLE + JUEGO bandejas
- Display
- Asa derecha

Elemento auxiliar

- Elemento aux.fijo articulado
- Manguera aspiración fina
- Manguera aspiración gruesa

Sillón Standard

- Tapicería Progress
- Reposacabezas multiarticulado con botón giratorio.
- Apoyabrazos izquierdo

Grupo Hídrico oscilante

- Aspiración externa (preparado para motores con recuperador de amalgama)
- Bloque de agua compacto
- Sistema desinfección intensiva (manual)
- Actualizaciones de Software mediante tarjeta SD.
- Escupidera de porcelana
- Pedal de Control Standard
- Filtro de aire

Lámpara

- Lámpara MAIA LED con barra
- Taburete Physio One

**COMBINA
COMODIDAD Y
EFICIENCIA COMO
PARTE DE SU CARGA
DE TRABAJO DIARIA**

PVP 25.535,- €

DESDE 14.690 €

**NO INCLUYE
TRANSPORTE NI
INSTALACIÓN.
CONSULTE OFERTA**

**PROMOCIÓN ESPECIAL
VÁLIDA HASTA EL
30-06-2026**

KAVO
Dental Excellence

KaVo uniQa



CONSULTE
CONDICIONES DE
FINANCIACIÓN



KaVo uniQa UP

Equipamiento con:

Elemento Odontólogo 5 posiciones

- Jeringa de tres funciones Minilight 3F
- Manguera con NEW Ultrasonido LED eSCALER + puntas
- Manguera con motor eléctrico KL703 con SMARTdrive
- Manguera de turbina con luz+acoplamiento 465LED
- Soporte para bandeja doble + Juego bandejas
- Anclaje manguera 3 posiciones versión S
- Panel táctil -personalizable- hasta 6 usuarios
- MEMOdent

Elemento auxiliar 4 posiciones

- Display táctil capacitativo
- Elemento aux. regulable altura 50cm
- Manguera aspiración fina y gruesa
- Kit soporte selectivo aspiración

Sillón

- Tapicería Estandar - nuevo diseño - Tapicería Progress
- Reposacabezas cuadrado multi-articulado con botón giratorio
- Apoyabrazos izquierdo y derecho

Grupo Hidrico

- Aspiración externa (preparado para motores con recuperador de amalgama)
- Centro de higiene integrado.
- Sistema de desinfección continua.
- **Bloque de agua DVGW**
- DEKAmat
- HIDROclean -lavado mangueras aspiración
- MEDIAgateway -para actualizaciones del firmware
- Escupidera de porcelana o cristal humo
- VACUstop
- Filtro de aire
- Pedal control Premium Bluetooth
- Cubierta caja conexiones unida + placa de instalación

Lámpara

- New lámpara Led LUMINA con barra

Taburete

- Taburete **PHYSIO ONE**

PVP 54.746,- €

Desde **29.998 €**

NO INCLUYE
TRANSPORTE NI
INSTALACIÓN.
CONSULTE OFERTA

DISEÑO, PRECISIÓN,
TECNOLOGÍA Y
FACILIDAD DE USO
ESTUDIADOS HASTA EL
MÍNIMO DETALLE.

NUEVOS COLORES DE
TAPIZADO STANDARD
Y RELAXline

PROMOCIÓN ESPECIAL
VÁLIDA HASTA EL
30-06-2026

KAVO
Dental Excellence

EURODENT ISOPLUS



EURODENT ISOPLUS

Características destacadas

Equipamiento con:

Sistema continental dotado de:

- Módulo con jeringa de 3 funciones Luzzani Minimate
- Módulo para turbina con luz fibra óptica
- Módulo para micromotor + micromotor de inducción Bien Air
- Módulo de ultrasonidos con mango Eurodent con luz Led
- Cabezal doble articulación
- Consola asistente doble brazo articulable y control de movimientos.
- Mangueras de aspiración en panel asistente
- Escupidera de cerámica orientable
- Brazo izquierdo fijo
- Trendelemburg sincronizado con respaldo
- Lámpara LED Maia 45.000 lux
- Tapicería poli piel
- Pedal multifunción
- Taburete con respaldo
- 25 colores a elegir

OFERTA VALIDA HASTA
EL 30 DE JUNIO DE
2026 O FIN DE STOCK.

DESDE 11.990 €

NO INCLUYE
INSTALACIÓN NI
TRANSPORTE. CONSULTE
CONDICIONES.



CONSULTE
CONDICIONES DE
FINANCIACIÓN

EURODENT

Treat yourself!

Varios Combi Pro2

DISPOSITIVO PARA TRATAMIENTO PERIODONTAL

¿Quieres probar la calidad del Varios Combi Pro2? Ponlo a prueba en tu clínica con una demostración gratuita.

32
razones para elegir el
Varios Combi Pro2



Escanee el código QR para más información

NUEVO



CARACTERÍSTICAS



Ultrasonidos

El Varios Combi Pro2 cuenta con la primera pieza de mano ultrasónica de titanio puro, resistente al calor y a productos químicos. Incorpora el acabado antideslizante DURAGRIP para un agarre seguro y ofrece comodidad, durabilidad y alto rendimiento.



Unidad y cámaras Independientes

Con el Varios Combi Pro2, las líneas de polvo están separadas del cuerpo principal. En caso de obstrucción, el usuario puede desmontar fácilmente las piezas sin necesidad de enviar el equipo a reparar. Así, tu práctica sigue funcionando sin interrupciones.




Sistema de calentamiento de agua

El Varios Combi Pro2 calienta el agua para el escarificador y las piezas de mano, ofreciendo mayor confort al mantener una temperatura agradable para todo tipo de pacientes, incluso sensibles.



Pedal de control inalámbrico multifunción

Coloca el pedal donde prefieras sin cables ni límites: el Varios Combi Pro2 se conecta por Bluetooth® para un control cómodo, libre y eficiente durante el tratamiento.



Auto-Cleaning

(Limpieza Automática)

El Varios Combi Pro2 ofrece cuatro modos de autolimpieza que mantienen el equipo limpio, evitan obstrucciones y eliminan la necesidad de herramientas adicionales.



Modo CLM

La limpieza del circuito de agua del Varios Combi Pro2 es fácil con la solución b.clean y el modo CLM, cumpliendo los requisitos europeos. Además, el equipo se bloquea automáticamente hasta que la solución química se haya drenado por completo.



Boquilla Jet para pieza de mano de aeropulido

En respuesta a las necesidades clínicas, hemos desarrollado una boquilla de chorro (Jet Nozzle) para la pieza de mano Perio, diseñada para tratamientos supragingivales. Esta nueva boquilla permite dirigir el tratamiento con mayor precisión y es intercambiable con la boquilla Perio convencional según la aplicación requerida.



iCart Prophy2 con kit de botella de agua

Nuestro carrito ofrece comodidad y facilidad de uso, con opción de suministro de agua independiente para usar el Varios Combi Pro2 incluso donde el agua escasea o no es de buena calidad.

Varios Combi Pro2

DISPOSITIVO PARA TRATAMIENTO PERIODONTAL

Contenido:

- Unidad de control Varios Combi Pro2
- Pieza de mano ultrasonidos VA2-LUX-HP-Ti
- Manguera ultrasonidos VA2-LUX-HP-Ti
- Depósito Prophy
- Manguera Prophy
- Pieza de mano para aeropolido (Prophy)
- Pedal de control inalámbrico
- Soporte
- Manguera de aire
- Manguera de agua
- Cable de red
- Set de botellas de irrigación
- Set CLM
- Puntas ultrasonidos: G8, G16 y P20
- Polvo FLASH pearl (300 g)

Especificaciones:

- Dimensiones: A 249 × P 290 × Al 215 mm (sin los depósitos)
- Peso: 3.5 kg
- Fuente de alimentación: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Frecuencia de trabajo (ultrasonidos): 28 - 32 kHz
- Potencia máxima (ultrasonidos): 11 W

**COMPRA YA
PAGA LUEGO**

* Paga durante 10 meses sin intereses



SOLO **589,90€** /MES

VARIOS COMBI PRO2

Dispositivo para
Tratamiento Periodontal
Varios Combi Pro2
REF. Y1500505



Tratamiento
Periodontal
Subgingival
Kit Perio
REF. Y1500470



Para pieza de mano Perio
Boquilla Jet
REF. TA10770106



5.899€*

9.789€



**COMPRA YA
PAGA LUEGO**

* Paga durante 10 meses sin intereses



SOLO **181,90€** /MES

ICART PROPHY2

Carrito de soporte
iCart Prophy2
REF. S9898



Para iCart Prophy2
Kit botella de agua
REF. Y1500719



Solución desinfectante
b.clean
REF. BCL600



1.819€*

3.042€



MYLUNOS DUO

SISTEMA COMPLETO DE PROFILAXIS
EN UN SOLO DISPOSITIVO



Ahora con
MyLunos Duo
**¡1 año de
MyLunos Care
gratis!**

MyLunos Care

Mantenimiento anual del aparato **gratis**
durante el primer año

- Previene averías y alarga la vida útil del dispositivo.
- Maximiza la eficiencia de tu MyLunos duo.
- Mantiene la garantía del dispositivo.

Qué incluye:

- Mantenimiento anual completo realizado por Dürr Dental.
- Unidad de préstamo gratuita en caso de avería.
- 30% de descuento en reparaciones fuera de garantía.
- Asesoramiento continuo con nuestros especialistas.



MyLunos Duo Pro

Ref.: 34965

Aeropulidor de polvo y ultrasonido

- Pedal de 360°
- Pieza de mano del Scaler LED
- Instrumentos Scaler: S2, P10, P11, P12
- Depósito de agua de 500 ml
- Boquilla Supra y Boquilla Perio
- 40 Periotips para aeropulidor
- 1 ud. de 180 g de polvo Lunos Gentle Clean
- 1 ud. de 100 g de polvo Lunos Perio Combi

P.V. P.7.990 €

P. OFERTA **6.780 €**



OFERTA

MyLunos Duo + Carro

Ref.: 34965 **MyLunos DuoPro**

Ref.: 35166 **MyLunos Cart**

P.V. P.9.100 €

P. OFERTA **7.380 €**

SOLICITE DEMOSTRACIÓN Y
CONSULTE OFERTA A SU
COMERCIAL

DESCUBRE MÁS
SOBRE MYLUNOS®DUO



opus

SU REVOLUCIÓN EN PROFILAXIS *EMPIEZA AQUÍ*

**Nuestra nueva
solución
combinada para
profilaxis y
periodoncia.**



OPUS[®], acrónimo de *OriginalAirPolisher and Ultrasonic Scaler*, ofrece una solución completa para una limpieza de última generación y un pulido controlado, garantizando una eliminación inigualable de biofilm, manchas, sarro y control de obstrucciones.

OPUS[®] está diseñado para simplificar los retos diarios de la odontología, mejorar la calidad de la atención dental y maximizar la seguridad y la tranquilidad de los profesionales mediante una experiencia intuitiva excepcional para el cuidado de los pacientes.

En consultas dentales exigentes, OPUS[®] ofrece mayor eficiencia, seguridad y comodidad para el paciente. Su versatilidad y precisión lo convierten en una herramienta indispensable para cualquier profesional dental que busque optimizar su práctica.

**BIENVENIDO AL MUNDO DE
OPUS[®]**

**CONSULTE
OFERTA Y
DEMOSTRACIÓN**

PTX

Ref.: 36192

Dispositivo combinado

Dispositivo de ultrasonidos y de aeropulido

Cambio de modo automático: ultrasonidos / aeropulido

Control de temperatura ($\leq 35^\circ\text{C}$)

Pantalla táctil LCD

Pedal inalámbrico multifuncional

Incluye: 2 piezas de mano para ultrasonidos, Kit para tratamiento supragingival y Kit para tratamiento subgingival (pieza de mano, depósito y 20 boquillas)

12 puntas: G4 x2, P1 x2, P90T x2, P33 x2, P12 x2 y E60 x2



OFERTA 2.833,00 €



Identificación y cambio automático de modo

El sistema detecta y cambia automáticamente entre los modos de ultrasonidos y de polvo según la pieza de mano en uso.

También identifica y se ajusta automáticamente a la cámara supragingival o subgingival, junto con el modo de funcionamiento correspondiente.

Sistema inteligente de control de temperatura del agua

Su sistema de calentamiento automático mantiene una temperatura constante del agua ($\leq 35^\circ\text{C}$), garantizando una experiencia de tratamiento cálida y confortable.

Sistema de control inteligente con pantalla táctil LCD

La pantalla táctil LCD de 7 pulgadas ofrece un diseño elegante y moderno, con un amplio ángulo de visión para mejorar la experiencia del usuario.

Cámara de polvo en forma de embudo para una pulverización uniforme

La cámara plug-and-play es fácil de instalar y permite un relleno conveniente del polvo. Su diseño aerodinámico de doble curvatura garantiza un patrón de pulverización constante y una alta eficiencia de tratamiento.

Pieza de mano portátil, precisa y cómoda

Diseñada para una alta precisión, la pieza de mano cuenta con un sistema de suministro de agua y aire que previene eficazmente la infiltración y la humedad.

Sistema avanzado antiobstrucción

Incluye una boquilla de control especialmente diseñada que reduce significativamente la obstrucción. Un filtro de aire integrado garantiza un suministro de aire seco, evitando que el polvo se humedezca. La tecnología antiobstrucción también previene el reflujo de agua, manteniendo un flujo constante de polvo.

Pedal inalámbrico multifuncional

Detecta y cambia automáticamente entre los modos con cable e inalámbrico. Utiliza tecnología Bluetooth 5.0 ULP de bajo consumo para un tiempo de espera ultra prolongado. Dispone de un interruptor multifuncional para una operación fácil e intuitiva. Opción de conexión mediante cable.



REFINE
An NSK COMPANY

REFINE



VISTASCAN NANO EASY

P.V.P 6.930 €

P. OFERTA 3.080 €



Escáner para placas intraorales

- Formatos intraorales: 0, 1 y 2.
- Alta calidad de imagen. Resolución 16,7 LP.
- Tamaño compacto.
- Muy silencioso.
- No requiere mantenimiento técnico.
- Funcionamiento intuitivo: escaneado y borrado en un solo paso.
- Eficiencia basada en IA inteligencia artificial.

CONTENIDO: 2 placas del N.2 y 1.000 fundas

VISTASCAN DIGITAL DIAGNOSTICS



SOLICITE DEMOSTRACIÓN Y
CONSULTE OFERTA A SU
COMERCIAL

VISTASCAN DIGITAL DIAGNOSTICS

Ref.: 34367



VISTASCAN MINI EASY 2.0

Escáner para placas intraorales

Escáner para placas intraorales de todos los tamaños (opcional 1,3,4). Conexión Red.

- Pantalla de cristal a color

Informativa e higiénica.

- Para todos los tamaños intraorales

Sin compromiso, todos los tamaños intraorales para un diagnóstico completo (opcional 1,3,4)

- Concepto "Fácil Alimentación"

Concepto de alimentación rápida y fiable, 100% protegido contra la luz.

- Alta resolución

40 LP teórica / 22 LP real.

- Escaneo súper rápido

Escaneado de una PSP de tamaño 2 desde 4 segundos.

- Interfaz LAN

Alta fiabilidad.

PVP 8.499 €

P. OFERTA 4.815 €



Por la compra de un VistaScan Mini Easy 2.0
obsequio a escoger entre:



2130101800
KIT POSICIONADORES UNIVERSAL



2162100005
SMART READER 2 UNIDADES



VISTAINTRA DC

RX INTRAORAL



VISTAINTRA

Unidad de rayos X DC con **punto focal de 0,4 mm**.
Parámetros mA, KV y tiempo totalmente ajustables.
Visualización automática de la dosis en display.
Incluye: tubo de 200 mm con colimador de 3x4.
Disponible con brazo de 45, 60 y 90 cm.

PVP 6.190 €
P. OFERTA 3.100 €



PLATINAS DE ADAPTACIÓN

PVP 285 €

P. OFERTA 235 €



2202-303-51
SIRONA
HELIODENT
DS



2202-303-52
SIRONA
HELIODENT MD



2202-303-53
TROPHY
IRIX



2202-303-54
PLANMECCA
INTRA



2202-303-55
TROPHY
ELITYS

PLACAS RADIOGRÁFICAS DE FÓSFORO IQ



CONSULTE OFERTAS DE
PLACAS IQ Y FUNDAS
PARA VISTASCAN

INFORMACIÓN ADICIONAL

VISTAPOSITION

El nuevo sistema de posicionadores VistaPosition PSP de DÜRR DENTAL, ha sido diseñado específicamente para su uso con placas radiográficas de fósforo.



2130101600
KITPOSICIONADORES PSP
BITEWING
P. OFERTA 148 €



2130101700
KITPOSICIONADORES PSP
ENDO
P. OFERTA 189 €



2130101500
KITPOSICIONADORES PSP
ANTERIOR/PO
P. OFERTA 290 €



SISTEMAS DE ASPIRACIÓN VS/VSA



SIN RECUPERADOR DE AMALGAMA

CON RECUPERADOR DE AMALGAMA



NEW
"PLUG &
PLAY"



7122-02/002
VS300S
Capacidad aspiración aerosol 300l/min

Caudal máximo 700 l/min
P.V.P 2.060 €

P. OFERTA 1.480 €



7125-01/002
VSA 300S
Capacidad aspiración aerosol 300 l/m.
Rendimiento de separación 97,5% .

Caudal máximo 700l/min
P.V.P 4.210 €
P. OFERTA 2.710 €



7128-01/002
VS600
Capacidad aspiración aerosol 600 l/min **Caudal máximo 1.500 l/min**

P.V.P 3.940 €
P. OFERTA 2.930 €



7128500001
VSA 600
Capacidad aspiración aerosol 600 l/m.
Rendimiento de separación >95%.

Caudal máximo 1.500 l/min
P.V.P 6.470 €
P. OFERTA 4.220 €



PRECIO MÁS BAJO



7134-01/002 **VS900S 230v**
7134-02/002 **VS900S 400v**
Capacidad aspiración aerosol 900 l/min **Caudal máximo 2.300 l/min**

P.V.P 5.370 €
P. OFERTA 4.445 €



7134500001
VSA 900 230v
P.V.P 8.610 €

7134500002
VSA 900 400v
P.V.P 8.380 €
Capacidad aspiración aerosol 900 l/min
Rendimiento de separación 97,9%
Caudal máximo 2.300 l/min

P. OFERTA 5.130 €



PRECIO MÁS BAJO



CONSIGA **2 AÑOS DE GARANTÍA EXTRA** REGISTRANDO SU SISTEMA DE ASPIRACIÓN EN LA WEB*

*Para aplicar esta garantía será imprescindible realizar el mantenimiento con nuestros productos de higiene y desinfección Orotol Plus y MD 555.



SILVER AIRLINE SERIES

AIRE COMPRIMIDO



5152-01 PRIMO 230V

1 cilindro con secador
Caudal de suministro 61/71 l/min
Nivel sonoro 65/66 dBA
Nivel sonoro con mueble 49/50 dBA

P.V.P 3.620

P. OFERTA 2.025 €



5252-01 DUO 230V

2 cilindros con secador
Caudal de suministro 125/145 l/min
Nivel sonoro 68 dBA
Nivel sonoro con mueble 51 dBA

P.V.P 5.970

P. OFERTA 2.950 €



5352-01 TRIO 230V

3 cilindros con secador
Caudal de suministro (5 bar) 181 l/min
Nivel sonoro 67 dBA.
Nivel sonoro con mueble 49 dBA.

P.V.P 6.910

P. OFERTA 3.475 €



4252100027 DUO TANDEM 230V

Con control electrónico de presión y humedad.

4 cilindros con secador.
Caudal de suministro (5 bar) 253/292 l/min
Nivel sonoro 69 dBA.

P.V.P 9.680

P. OFERTA 4.985 €



4682-54 QUATTRO TANDEM 400V

Con control electrónico de presión y humedad.

Caudal de suministro (5 bar) 516/586 l/min
Nivel sonoro 73 dBA.

P.V.P 14.000 €

P. OFERTA 10.225 €



4852-54 QUATTRO P20

Con secador de membrana.

Caudal de suministro (5 bar) 1032/1172 l/min
Nivel sonoro 75 dBA.

P.V.P 26.760 €

P. OFERTA 20.125 €



2 AÑOS DE GARANTÍA EXTRA REGISTRANDO EL COMPRESOR EN LA WEB
Y HASTA 5 AÑOS DE GARANTÍA CON MANTENIMIENTO DOCUMENTADO*

*Presentando los partes de cambio de filtros anual



COMPRESORES CAD/CAM



AIRE COMPRIMIDO



¿Qué retos plantea el aire comprimido para los sistemas CAD/CAM?

- El ciclo de trabajo de los compresores es mucho más largo que en el funcionamiento normal de una clínica dental.
- Mayor rango de presión (entre 7,5 y 9 bar)
- Caer por debajo de la presión mínima.



¿Cuáles son los requisitos de calidad del aire comprimido?

- El aceite y el agua en las piezas fresadas pueden tener un impacto negativo en los siguientes procesos de mecanizado (por ejemplo, coloración, recubrimiento o glaseado) o destruir la pieza (al cocer óxido de circonio).
- El aire comprimido seco evita la corrosión de los componentes del husillo
- Bajo contenido en partículas: No se dañan los rodamientos del husillo debido a las partículas y a la abrasión mecánica resultante.



¿Qué hay que tener en cuenta al instalar un compresor en un sistema CAD/CAM?

- Para evitar fluctuaciones de presión, se recomienda utilizar un compresor independiente para el sistema CAD/CAM. El requisito mínimo es una línea independiente desde el compresor hasta el sistema CAD/CAM.
- Los tubos de aire entre el sistema CAD/CAM y el compresor no deben estar subdimensionados. De lo contrario, se recomienda utilizar un depósito de inercia antes del sistema CAD/CAM.



ENCUENTRE EN NUESTRA WEB QUÉ COMPRESOR ES EL ADECUADO PARA SU FRESADORA



4252200027 DUO TANDEM 230V

4 cilindros con secador.
Volumen de depósito: 50l.
Nivel sonoro 69 dBA.

P.V.P 9.680 €

P.OFERTA 4.490 €



4252200054 DUO TANDEM 400V

Con control electrónico de presión y humedad.

4 cilindros con secador.
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA.

P.V.P 9.740 €

P.OFERTA 4.490 €



4682200054 QUATTRO TANDEM 400V

Con control electrónico de presión y humedad.

Volumen de depósito: 90 l.
Nivel sonoro 73 dBA.

P.V.P 14.000 €

P.OFERTA 9.490 €



4852200054 QUATTRO P 20

Volumen de depósito: 90 l.
Nivel sonoro 75 dBA.

P.V.P 26.760 €

P.OFERTA 20.125 €




x-mind optima3D

El Más Inteligente, el Más Pequeño,
el Más Avanzado




Nueva generación de equipos 3D Inteligencia Artificial


- Máxima comodidad para el paciente.
- Reconocimiento automático de posicionadores.
- Claridad extraordinaria.
- Rendimiento de alto nivel.
- Nuevo FOV de 17x12 cm.
- NUEVO ACTEON Imaging Suite guiado por IA (inteligencia artificial).




Dibujo CPR



Seguimiento de nervios




Segmentación de dientes




Segmentación ósea



Posicionamiento del implante



Diseño de sonrisa






Nuevo

X-MIND® optima 3D montado en pared

Equipo PANO 3D para instalación
en pared de 5x5 a 12x10.



FOV de 17x12 cm opcional



X-MIND® optima 3D ceph

Equipo PANO CEPH 3D de 5x5 a 12x10 para
instalación en el suelo.



Nuevo

X-MIND® optima 3D

Equipo PANO 3D de 5x5 a 12x10
para instalación en el suelo.

configure su pack
personalizado y su
PLAN REMOVE

con la seguridad
y apoyo del
SERVICIO DE
ASISTENCIA
TÉCNICA ACTEON

CONSULTAR
según
composición

oferta
estrella

u.sense HD

Claridad simplificada

CALIDAD DE IMAGEN

El sensor U-SENSE HD ofrece imágenes de alta resolución, detalladas y de alto contraste que facilitan el diagnóstico intraoral preciso y la toma de decisiones clínicas.

DURABILIDAD Y FIABILIDAD

Todos los componentes del U-SENSE HD están diseñados para un rendimiento a largo plazo. La placa de fibra óptica, por ejemplo, mejora la transmisión de la luz a la vez que protege el sensor de la radiación, ayudando a mantener una calidad de imagen constante a lo largo del tiempo.



U-SENSE HD Talla 1
27,4 x 38 mm

U-SENSE HD Talla 1.5
29,4 x 41 mm

LANZAMIENTO

1.585 €

LANZAMIENTO

1.950 €

¡NUEVO TAMAÑO DE 1.5!

Nuevo



3.874,50 €
2.200 €

x-mind dc

Generador de rayos X
intraoral de alta frecuencia
de corriente continua

- Imágenes de alta calidad.
- Punto focal de 0,7 mm.
- Ajuste de tensión: 60 o 70 kV.
- Selección de corriente: 4 u 8 mA.
- Tiempo de exposición mínimo: 0,02 s.
- Centralita programable y personalizable.
- Permite comandar dos generadores de rayos X con una sola centralita.
- Posicionamiento preciso y flexible.
- Disponible con cono cuadrado.

pspix2

Ref. S_702_0001

El escáner personal de
radiología intraoral



EXPERIENCIA
MEJORADA
DEL PACIENTE
CON VARIOS
TAMAÑOS
DE PLACAS DE
FÓSFORO FINAS
Y FLEXIBLES

- Diseño compacto y de fácil acceso: el escáner de placas de fósforo más pequeño del mercado.
- Gran calidad de imagen y placas muy flexibles.
- Concepto exclusivo de "Clic & Scan".
- Para un uso personal o un entorno "multiusuario", ya que puede ser compartido hasta en 10 puestos de trabajo.



Dotado de 4 placas de fósforo (2 x talla 1 y 2 x talla 2), 200 fundas higiénicas (100 x talla 1 y 100 x talla 2), 1 portaplacas y 1 lápiz para pantalla táctil.

8.109,00 €
4.850 €

C20

FÁCIL DE USAR
FÁCIL DE CONTROLAR

Nueva

La nueva cámara C20 permite un diagnóstico sencillo, la planificación del tratamiento y la comunicación con el paciente, además de una atención interactiva bidireccional.

- Full HD
- Halo brillante
- Luz antivaho
- Rotación automática

S_C20_0002

1.990,00 €
1.111 €



newtron p5XS b-led

Dotado de una pieza de mano NEWTRON® SLIM B.LED esterilizable incluyendo un anillo de luz azul, un anillo de luz blanca, una llave dinamométrica esterilizable, tres insertos: 1, 1S y H3, 5 frascos de 1,5 ml de F.L.A.G. for BLED, un depósito de 300 ml.



Ref.: 27233

~~3.245,20 €~~
1.827 €

Ideal para el tratamiento de la periimplantitis




Polivalente y autónomo ACTEON OFERTAS VÁLIDAS HASTA 29 DE MAYO DE 2026

1 inserto IP1 SIN CARGO

La mejor solución para la limpieza de implantes

implantprotect
pure titanium

- Inserto de titanio puro con una extremidad más larga para la limpieza del límite del implante y el desbridamiento de roscas largas.



Inserto IP1
Ref. F02121,
valorado en 163,10 €.

TOTAL
4 Insertos:
1, 1S, H3
e IP1



scaling



periodontics

periosoft



Una amplia gama de insertos que satisfacen todas las necesidades clínicas.
CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL.

piezotome cube

POTENCIA INTUITIVAMENTE ADAPTADA PARA MÁXIMA EFICIENCIA Y SEGURIDAD

Asistencia inteligente D.P.S.I. proporciona:

- Aumento de un **30%** de potencia, mejorando el rendimiento de corte.
- Disminución de un **10%** de potencia, preservando los tejidos blandos.

GENERADOR PIEZOELECTRICO CON LUZ LED DE GRAN POTENCIA PARA CIRUGIA IMPLANTARIA



60w
EL MAS POTENTE

~~7.877,90 €~~
4.872 €

Potencia ajustada para máxima seguridad y eficiencia.

Dotado de 1 Kit Essential de 6 inserts (BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3 y LC2), 1 Pieza de mano esterilizable PIEZOTOME CUBE LED (60 W), 1 llave dinamométrica, 1 pedal multifunción, 1 soporte de irrigación, 1 soporte para pieza de mano, 2 líneas de irrigación esterilizables con 15 perforadores y 5 clips de irrigación esterilizables.

servotome

Electrobisturí de alta frecuencia



Electrobisturí con corte y coagulación simultáneos. Realice cirugías orales sobre tejidos blandos de manera rápida, precisa y segura. Con brazaletes conductor y kit de 10 electrodos.

~~1.850,00 €~~
1.661 €

MEDIT i900

El escáner premium **Medit i900** proporciona al clínico y a sus pacientes la mejor experiencia

La solución definitiva - All In One

**SOLICITE DEMOSTRACIÓN Y
CONSULTE OFERTA A SU
COMERCIAL**

**Sistemas
Touch Band
y Touh Pad
con banda
táctil 360°**



**Nuevo motor óptico de
3ª generación**

- Escaneo de metales mejorado
- Precisión de escaneo mejorada
- Más profundidad de escaneo
- Mejor textura



Ofrece cuerpos de escaneo precisos con facilidad



Proporciona una preparación precisa de las incrustaciones

**Estructura
única**

Una sola
pieza de
mano sin
costuras



La solución
definitiva

All in one

Escáner intraoral
+ portátil

MEDIT i900

**Panel táctil
integrado**

Sin botones físicos,
reduciendo el riesgo de
contaminación cruzada



**El más ligero,
el más compacto**

Diseñado para todo todo
el personal de su equipo



Código por luces LED

Interfaz de indicaciones sencilla

Preparado para el escaneo

Escaneando

LED UV-C en proceso

Precaución

Alerta



**Calibración
cada 90 días**

Minimizando la
preparación del
escáner para un
rendimiento óptimo,
junto a su sistema de
precalentamiento
más rápido.



Descubra la innovación que lo distingue

Priorize lo realmente importante, el resto déjenoslo a nosotros



Acceso gratuito a
Medit Link y Medit Apps



El único con
5 años de garantía en
escáner y ordenador



Asesoramiento y **formación
profesional** de la mano de
nuestros especialistas

Sale a
849,50 €

DUO PACK MASTERtorque M9000L

Turbina con luz, con
hasta 31 vatios de
potencia

Ref.: 34882
PVP: 4.005€

Promo: 1.699 €



Sale a
630,00 €

DUO PACK EXPERTtorque E680L

Turbina con luz, con
hasta 29 vatios de
potencia

Ref.: 35074
PVP: 3.003€

Promo: 1.260 €



Sale a
516,50 €

DUO PACK EXPERTmatic E20L

Contra-ángulo con
luz, transmisión 1:1

Ref.: 33890
PVP: 2.422€

Promo: 1.033 €



Sale a
699,00 €

DUO PACK EXPERTmatic E25L

Contra-ángulo
multiplicador con luz,
transmisión 1:5

Ref.: 35075
PVP: 3.323€

Promo: 1.398 €



Sale a
576,50 €

DUO PACK EXPERTmatic E15L/E15L

Contra-ángulo reductor
con luz, reducción 5, 4:1

Ref.: 1.014.5559
PVP: 2.702€

Promo: 1.153 €



Sale a
945,00 €

DUO PACK MASTERmatic M25L

Contra-ángulo
multiplicador con luz,
transmisión 1:5

Ref.: 35777
PVP: 4.523€

Promo: 1.890 €



DUO PACK EXPERTmatic E25L/ E20L

Contra-ángulo multi-
plicador con luz (1:5)
Contra-ángulo con luz
(1:1)

Ref.: 35076
PVP: 2.873 €



Promo: 1.226 €

DUO PACK MASTERmatic M25L/ M05L

Contra-ángulo
multiplicador 1:5 cabeza
standart M25L y cabeza
mini M05L

Ref.: 1.014.5567
PVP: 4.523 €



Promo: 1.930 €

Sale a
359,50 €

DUO PACK E10C

Pieza de mano recta,
irrigación interna, sin
luz

Ref.: 35077
PVP: 1.541 €



Promo: 719 €

DUO PACK MASTERmatic M25L/ M20L + Cabeza INTRA L68

Ref.: 1.014.5564
PVP: 3.782 €



Promo: 1.614 €

Trio Pack

Turbina E680L
Contra-ángulo E20L
Acople 465LED



Ref.: 1.010.3750
PVP: 3.381 €

Promo: 1.397 €

Sale a
913,50 €

DUO PACK SONICFLEX QUICK 2008L

Ultrasonido con luz y
regulación de
potencia

Ref.: 35078
PVP: 4.282 €



Promo: 1.827 €

Acoplo MULTIflex 460E

Ref.: 19201

Acoplamiento MULTIflex SIN LUZ. (SIN regulación de spray)
Con conexión estándar de 4 orificios sin anillo de ajuste de pulverización, válvula antirretracción.

PVP ~~236€~~
PVR 142€



Acoplo MULTIflex 465 RN

Ref.: 955

Acoplamiento MULTIflex SIN LUZ. (CON regulación de spray)
Con conexión estándar de 4 orificios, anillo de ajuste de pulverización con posiciones de bloqueo, válvula antirretracción para evitar la entrada de agua de pulverización.

PVP 306€
PVR 184€



Acoplo MULTIflex 460 LED

Ref: 20164

Acoplamiento MULTIflex CON LUZ. (SIN regulación de spray)
Con KaVo MULTI LED, conexión estándar de 4 orificios sin anillo de ajuste de pulverización, válvula antirretracción.

PVP ~~361€~~
PVR 217€



Acoplo MULTIflex 465 LED

Ref.: 20986

Acoplamiento MULTIflex CON LUZ. (CON regulación de spray)
Con KaVo MULTI LED, conexión LUX de 4 orificios, anillo de ajuste de pulverización con posiciones de bloqueo, válvula antirretracción para evitar la entrada de agua de pulverización.

PVP ~~668€~~
PVR 399€



Acoples

KaVo MASTERmatic

Material	Nº	Precio 2024	Precio Promo
MASTERmatic M10L	1	1,414€	776€



Cabezas INTRA™

Para una versatilidad ilimitada

Cabeza INTRA de KaVo
- Los únicos contra- ángulos configurables compuestos por cabeza INTRA y MASTERmatic. Versátil, eficiente, única.



Un buen mantenimiento siempre merece la pena

QUATTROcare PLUS

Ref.: 26951

Sistema automático de higiene y mantenimiento de instrumentos. Limpia y lubrica hasta 4 instrumentos en solo 1 minuto con dosificación precisa y sin fugas de aceite. Garantiza conservación óptima y segura gracias a programas controlados, purga de aire y manejo sencillo.

PVP ~~2.959€~~

PVR 2.052€



Incluye:

1 QUATTROcare plus Spray 2140

3 acoplamientos de mantenimiento INTRAmatic cortos

1 acoplamiento de mantenimiento MULTIflex

Con programa de mantenimiento integrado para pinzas de sujeción

Conexión de aire para la purga automática adicional de los canales de spray tras la operación de mantenimiento

Operativa sencilla en 3 pasos



1 Coloca los instrumentos



2 Cierra la puerta



Click en el botón

Higiene

RONDOflex PLUS 360

Refs.1.002.2179+1.000.5957 + 1.000.5956 + 1.000.9006

Sistema de abrasión por aire con agua pulverizada para reducir el aerosol de polvo y eliminar el material de la superficie de los dientes de forma suave y sin dolor.

PVP ~~2.336€~~

PVR 1.557 €

Incluye Sin Cargo:

- 1 ud. polvo abrasivo de 27 µm, 1000 g
- 1 ud. polvo abrasivo de 50 µm, 1000 g
- Gafas de protección

Información del producto:

Incluye 2 cánulas (diámetros 0,46 mm y 0,6 mm), 2 envases de polvo y 2 botellas de polvo (75 g cada uno), fácil de conectar al sistema MULTIflex de KaVo, 12 meses de garantía



Sistema de abrasión



PROPHYflex™ 4

Ref. 31342 Wave azul oscuro
Ref.: 35034 Flamingo

Dispositivo de aeropolido que utiliza chorro de aire, agua y polvo para eliminar biopelícula y manchas. Se usa principalmente en profilaxis dental profesional por su eficacia y portabilidad.

PVP ~~1.547€~~

PVR 1.073 €



PROPHYflex™ 4

Perio Kit Ref.: 31754

3 puntas perio para una limpieza segura y precisa de las bolsas, gracias a la punta fina y estable* con marcas de profundidad y al adaptador perio, así como al PROPHYflex Perio Powder y los accesorios

OBSEQUIO 4 Botes PerioPowder

PVP ~~509€~~

PVR 318 €



SONICflex 2008 L Set

Ref.: 19702

Scaler sónico accionado por aire. Movimiento oscilante de la punta, para puntas con rosca rápida.

Incluye 3 insertos: 5A, 6A y 7A

PVP ~~2.510€~~

PVR 1.740€



SONICflex 2003 L Set

Ref.: 8552

Scaler sónico accionado por aire. Movimiento oscilante de la punta.

Incluye 3 insertos: 5, 6 y 7.

PVP ~~2.510€~~


PVR 1.740€



Profilaxis KAVO

Por la compra de un KaVo SONICflex, llévase ahora 5 insertos a su elección, sin cargo*

* No incluye el juego de puntas SONICflex IMPLANT ref. 10038167/10062027



MELAG

competence in hygiene

Autoclave Melag Pro Line 123

Ref.: 34760

Nuestros modelos básicos: Pro Line ofrece todo para una esterilización segura, cómoda y que ahorra recursos.

Conectividad y registro de datos

Concepto de dispositivo autónomo

Modo de ahorro de energía Power Save

Pantalla táctil inteligente con indicadores de estado LED


Potente proceso de vacío de clase B

Tamaño de la cámara 25 cm x 45 cm de largo

Dimensiones exteriores (ancho + alto + prof) 47 x 50 x 64 cm (el dispositivo cabe en una mesa de 60 cm)

Capacidad de la cuba 23 litros y 3 bandejas.

Capacidad de carga: 6 kg de instrumentos y 2 kg de textiles.



Precio de lista: 6.470 €

-42 %

Oferta:

3.699 €

Paquete PROLINE: 1 Vacuclave 123 de 22 litros, 3 bandejas con soporte A Plus

OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE STOCK.

B CLASSIC

AUTOCLAVE CLASE B



DENTAL
VITA



Nuevo diseño, nuevas prestaciones

Ahora con bomba de vacío más potente



- Disponible con tres volúmenes y seis posibilidades de carga de agua diferentes.
- Simplifica el trabajo del operador.
- Ciclos personalizados y arranque diferido.
- Trazabilidad simplificada.
- Wifi integrada para conexión con la nube.
- Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas (A x H x P): 480 x 500 x 600 mm.

17 litros

Ref.: M7A520000

3.885 €

22 litros

Ref.: M7A560000

3.990 €

28 litros

Ref.: M7A530000

4.590 €

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024. PRECIOS SIN IVA.

**CONSULTE OFERTA A SU
COMERCIAL**

S-Max M

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE CON LUZ


POTENCIA 26W

- CleanHead System (Anti-retorno)
- Torque: 26W
- Tamaño del cabezal: $\varnothing 12,1 \times \text{Al } 13,3 \text{ mm}$
- Velocidad: 325.000~430.000 min^{-1}
- Cuerpo de acero inoxidable
- Spray de agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario

 2 años de garantía



CREATE IT.



Conexión NSK



ConexiónKaVo® MULTIflex®

OFERTA 1 + 1

M900L + M900L

899€* 2.022€*

2 TURBINAS DEL MISMO MODELO

M900KL + M900KL

899€* 2.266€*

S-Max M

CONTRA-ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE

- Clean Head System (Anti-retorno)
- Porta-fresas Push Button
- Rodamientos de cerámica

 2 años de garantía



Sin Luz 1:5
M95
REF. C1026

- Spray Quattro
- Velocidad máxima: 200.000 min^{-1}
- Para fresas FG ($\varnothing 1,6$)



Con Luz 1:5
M95L
REF. C1023

- Spray Quattro
- Velocidad máxima: 200.000 min^{-1}
- Para fresas FG ($\varnothing 1,6$)

OFERTA 1 + 1

M95 + M95

899€* 1.976€

2 CONTRA-ÁNGULOS DEL MISMO MODELO

M95L + M95L

1.119 €* 2.616€*



Instrumental Rotatorio NSK

OFERTA VÁLIDA HASTA 31 DE AGOSTO DE 2026

S-Max M

CONTRA-ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE

· Clean Head System (Anti-retorno) · Portafresas Push Button · Rodamientos de cerámica



DENTAL
VITA

NSK

CREATE IT.



Sin Luz 1:1

M25
REF. C1027

✓ 2 años de garantía

- Spray simple
- Velocidad máxima: 40.000 min⁻¹
- Para fresas CA (ø2,35)



Con Luz 1:1

M25L
REF. C1024

- Spray simple
- Velocidad máxima: 40.000 min⁻¹
- Para fresas CA (ø2,35)

OFERTA 1 + 1

M25 + M25

699€* 1.484€*

2 CONTRA-ÁNGULOS DEL MISMO MODELO

M25L + M25L

899€* 1.970€*



iCare + M25

SISTEMA DE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN AUTOMÁTICAS

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones intra (para contra-ángulos)
- Volumen de solución programado según el tipo de pieza de mano (de alta o de baja velocidad)
- Limpieza y lubricación en profundidad con un sencillo funcionamiento
- Función de limpieza de portafresas que garantiza la limpieza y lubricación en profundidad



Sistema automático de limpieza
iCare C2 REF. Y1002787

+ S-Max M25 REF. C1027001

+ 2 Adaptadores de turbina a elegir

4.590€* **1.999€***



PIEZA DE MANO

✓ 2 años de garantía



Sin Luz 1:1

M65
REF. H1008

715€*

429€*

Surgic Pro2

LED

El set completo incluye:

- Unidad de control Surgic Pro2 LED
- Pedal de control inalámbrico FC-81
- Micromotor SGL80M
- 2 Contra-ángulos 20:1 X-SG20L
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

CONSULTE OFERTA



DENTAL VITA

NSK

CREATE IT.



BEST PROMO

Surgic Pro2 ** + 2 Contra-ángulo SG20 **3.099€***

Surgic Pro2 LED ** + 2 Contra-ángulo SG20L **4.099€***

**1 contra-ángulo de serie + 1 contra-ángulo adicional del mismo modelo

CONTRA-ÁNGULOS · REDUCCIÓN 20:1

PIEZA DE MANO (irrigación externa)



MODELO **X-SG20L**
REF. **C10 03**

- Con Luz
- Reducción 20:1

1.179€*

~~1.656€*~~

MODELO **SG20**
REF. **C1010**

- Sin Luz
- Reducción 20:1

809€*

~~1.133€*~~

DESMONTABLE



MODELO **X-DSG20L**
REF. **C1068**

- Con Luz
- Reducción 20:1
- Desmontable

1.269€*

~~1.773€*~~

MODELO **X-DSG20**
REF. **C1067**

- Sin Luz

1.029€*

~~1.441€*~~



MODELO **X-SG65L**
REF. **H1009**

- Con Luz
- Velocidad Dir. 1:1

959€*

~~1.348€*~~

MODELO **X-SG65**
REF. **H1038**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1

579€*

~~804€*~~

Osseo 100

DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN DE OSTEOINTEGRACIÓN

Osseo 100 mide la estabilidad del implante y la osteointegración para mejorar la toma de decisiones sobre cuándo cargar el implante, una cuestión especialmente importante cuando se aplican protocolos con periodos de tratamiento más breves o se trata a pacientes de alto riesgo. La sencilla operación que mide el ISQ permite planificar con antelación el periodo de carga del implante.

MODELO Osseo 100
REF. Y1004175

1.479€ *

~~3.342€*~~

MODELO Osseo 100+
REF. Y1004176

1.679€ *

~~3.818€*~~



iSD900

DESTORNILLADOR PROTÉSICO INALÁMBRICO

MODELO iSD900
REF. 32557

1.329€ *

~~2.209€*~~

- Compatible con los principales sistemas de implantes
- Con calibración de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 y 40 Ncm
- Velocidades de 15, 20 ó 25 min-1



Profilaxis - Polimerización - Endo REFINE

OFERTA VÁLIDA HASTA 31 DE AGOSTO DE 2026

PT 7

Ref.: 9668

Escarificador ultrasónico
Control inteligente



Dos juegos de kits de piezas de mano autoclavables
Depósito de agua de 1.000 ml
Panel de control inteligente
20 Puntas: G1 x2, P1 x2, P50LT x4, P50R Tx4, P52T x2, P56T x2, P59T x2, P90T x2

OFERTA 649,00 €

MaxPiezo7+

Ref.: 9669

Escarificador
ultrasónico con
depósito



Modos: G (Supra), P (Perio)y E(Endo)
Panel de control inteligente
Depósito de agua de 600 ml
Incluye: 8 puntas (G4 x1, G5 x1, G6 x1, P1 x1, P3 x1, P4 x1, P4D x1, E1 x1)
y 4 limas de endodoncia (20# x2, 25# x2)

OFERTA 350,00 €

Swan+ Con luz LED de amplio espectro

Ref.: 9670



Longitud de onda Swan+ / Swan: 385nm - 515nm
Intensidad lumínica Swan+: 1000mW/cm² - 2500mW/cm²
Intensidad lumínica Swan: 900 mW/cm² - 2500 mW/cm²
Batería Swan+ / Swan: 3.7V / 2600mAh
Modos Swan+ / Swan: Normal, Turbo, Ortho y Check
Swan+: Incluye 4 puntas magnéticas



OFERTA 438,00 €



MaxCure 9

Ref.: 5715

Curado en 1 segundo

Longitud de onda: 385nm - 515nm
Intensidad lumínica: 1000mW/cm² - 2500mW/cm²
Batería: 3,7V / 2600mAh
Modos: Normal y Turbo
Más de 1300 ciclos en modo de 10 segundos



OFERTA 139,00 €

Localizador de ápice A7

Localizador de ápice de 6ª generación

Precisión de trabajo de ±0.5 mm
Rendimiento superior antiinterferencia
Batería recargable de iones de litio



OFERTA 180,00 €

MaxCure 3

Ref.: 9671

Ergonomía y visibilidad

Longitud de onda: 385nm - 515nm
Intensidad lumínica: 1200mW/cm² - 1600mW/cm²
Batería: 3.7V 800mAh
Modos: Full, Pulso y Rampa



OFERTA 95,00 €

EXISTENCIAS LIMITADAS

 **Ilion Dental** Fabricado por NSK para Ilion.

Turbina Ilion M600KL con luz

Ref.: 31880

Turbina con luz con conexión Kavo. Cabezal Estándar. Potencia : 20 W, Cuerpo de Acero Inoxidable, Óptica de Vidrio Celular, Rodamientos de Cerámica



PVP 645 €

OFERTA 375 €

Contraángulo Ilion M25L con luz

Ref.: 31882

Contra-Ángulo de Acero Inoxidable con luz. Transmisión 1:1. Sistema de Cabezal Limpio y Rodamientos de Cerámica.



PVP 561 €

OFERTA 380 €

**OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.
UNIDADES LIMITADAS.**

SERVICIO TÉCNICO PROPIO

Contamos con personal técnico en plantilla y por lo tanto no dependemos de un Servicio Técnico Externo.

Nuestra política de trabajar directamente con el fabricante hace que periódicamente recibamos cursos de formación de cada una de las máquinas que instalamos. Tenemos el apoyo de las marcas en la formación a nuestro personal técnico, además de soporte técnico cuando lo necesitamos y recepción de información técnica, ... La finalidad no es otra que ofrecer a nuestros clientes el mejor SERVICIO posible.

Somos el Servicio Técnico OFICIAL para Galicia de marcas como Kavo, Dürr Dental, Fedesa, Eurodent y NSK.

KAVO
Dental Excellence

**DÜRR
DENTAL**

NSK
CREATE IT.

MELAG
competence in hygiene

EURODENT
Treat yourself!

Además, somos Servicio Técnico AUTORIZADO de las marcas: Bien Air, Dentsply Sirona, Mocom, Cattani, Acteon Satelec, Vita, ...

En Dental Vita sólo trabajamos con piezas y repuestos originales.



Dental Vieiro Taboada S.L.

C/ Cruz de Gallastegui nº 7 Bajo | 15707
Santiago Tel.: 981 574 002 | Fax: 981 557 013

E-mail: dentalvita@dentalvita.com
web: www.dentalvita.com

Atendiendo al Reglamento UE 2016/679, y demás normativa legal vigente en la materia, sus datos personales serán tratados por DENTAL VIEIRO TABOADA S.L. para la prestación de nuestros servicios, gestión comercial, de facturación y reclamaciones e incidencias. No se comunicarán datos a terceros excepto por obligación legal. Cumplida la prestación, sus datos se guardarán debidamente bloqueados. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición diríjase a la dirección indicada en este documento, con copia de su DNI. Podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en agpd.es

**PORTES GRATUITOS A PARTIR DE 120€ (Si el importe es inferior se facturarán 5,00 €).
OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO**