



DENTAL VITA

¡¡ NOVEDADES !!

REFINE



PD PUBLICIDAD



MicroMega
MM TAPER



Ofertas válidas hasta fin de existencias salvo error tipográfico

Ofertas de Clínica DENTAL VITA



OFERTAS MAYO - JUNIO 2026

WWW.DENTALVITA.COM



HORARIO DE OFICINA DE 9 A 18 H. ININTERRUMPIDAS



Clearfil Majesty ES Flow

Composite estético fluido fotopolimerizable.

Contenido: Jeringa 2,7 g

Colores Disponibles

Ref.: 28894 A1

Ref.: 27989 A2

Ref.: 27993 A3

Ref.: 27994 A3,5

PVP 53,14 €

OFERTA 36,90 €



OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE STOCK

Clearfil Majesty ES-2 Universal

LA COMBINACIÓN PERFECTA: SIMPLICIDAD Y RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

Material restaurador fotopolimerizable y radiopaco estético para anteriores y posteriores.

Colores Disponibles Clearfil Majesty UNIVERSAL jer 3,6 g

Ref.: 33277 U Universal Posteriores

Ref.: 33279 Universal Light anteriores (A1-B1-B2-A2-D2-C1)

Ref.: 33278 Universal Dark anteriores (A3-C2-D3-A3,5-B3-B4-A4-C3-C4)

PVP 60,51 €

OFERTA 47,00 €



OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE STOCK

Clearfil Majesty ES-2 Classic

Composite estético universal fotopolimerizable.

Colores Disponibles Clearfil Majesty ES2 cap. 20x0,25 g

Ref.: 28187 A1

Ref.: 28188 A2

Ref.: 28189 A3

Ref.: 27845 A3,5

PVP 60,51 €

OFERTA 48,90 €



Colores
VITA™
A elegir

Colores
VITA™
A elegir

Clearfil Majesty ES-2 Classic Jeringa

Colores Disponibles Clearfil Majesty ES2 jer 3,6 g

Ref.: 28197 A2

Ref.: 27853 A3

Ref.: 27991 A3,5

Ref.: 28198 A4

PVP 60,51 €

OFERTA 43,90 €



Colores
VITA™
A elegir

**UNIDADES LIMITADAS.
OFERTA VALIDA HASTA FIN
DE STOCK.**

**UNIDADES LIMITADAS.
OFERTA VALIDA HASTA FIN
DE STOCK.**

Clearfil Majesty ES Flow Universal LOW

Composite fluido disponible en dos colores (U y UD) con alta carga de relleno que facilita la selección de color que se funde a la perfección con la estructura dental circundante permitiendo realizar hermosas restauraciones con el mínimo esfuerzo.

Concepto de color simplificado

Alta resistencia mecánica Carga de relleno: 75 % peso/59 %

volumen 151 MPA

Fácil pulido y brillo duradero

Diseño inteligente de la jeringa

Colores Disponibles Clearfil Majesty ES Flow Universal

Ref.: 21243 U para todos posteriores y anteriores
B1-A1-B2-D2-A2-C1-C2-D4-A3-D3

Ref.: 21290 UD Universal oscuro para anteriores
B3-A3,5-B4-C3-A4-C4

NUEVO



Contenido: Jeringa 2,7 g

PVP 60,15 €

OFERTA 42,95 €



Clearfil Universal Bond Quick 2

APLICAR Y PROCEDER

NUEVO

Combinando monómeros de MDP, Amida y Uretano, el agente de unión puede adherirse a la dentina inmediatamente sin tiempo de espera.

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 es una versión mejorada de CLEARFIL™ Universal Bond Quick. Conserva todas las ventajas de CLEARFIL™ Universal Bond Quick, a la vez que proporciona una capa de adhesión más resistente, una aplicación más sencilla gracias a su menor viscosidad se puede usar a temperatura ambiente (De 2°C a 25 °C) y es compatible con cementos de otros fabricantes.

Clearfil Universal Bond Quick 2 Kit ECO

Ref.:36080

Contenido: 3 botes de 5ml

Adhesivo universal de liberación única de fluoruro de una sola botella con la nueva química que combina monómeros de MDP, Amida y Uretano



PVP 252,02 €

OFERTA 199,00 €


SALE CADA BOTE EN 66 €

Clearfil Universal Bond Quick 2

Ref.: 36144

Contenido: 1 bote de 5 ml

RAPID BOND. Procedimiento ultrarrápido sin tiempo de espera después de la aplicación.



PVP 112,18 €

OFERTA 79,50 €

Clearfil DC Core Plus

Formador de muñones de fraguado dual

Material de reconstrucción de muñones radiopaco, de fraguado DUAL, que se suministra en jeringas de automezcla.

Clearfil DC Core Plus tiene una resistencia superior a la compresión y flexión con una carga de relleno de 74% en peso.



Las acumulaciones de núcleos son más rápidas, más fáciles y más fuertes que nunca cuando se usan con nuestro agente de unión de un solo paso: Clearfil Universal Bond Quick, que también ofrece los beneficios adicionales de la liberación de fluoruro y reduce en gran medida la sensibilidad postoperatoria.

Contenido: Clearfil DC Core Plus 18gr + 20 puntas de mezcla + 20 Tips

Ref.: 25760 Color Dentina

PVP 147,63 €

OFERTA 106,00 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK. UNIDADES LIMITADAS.

Clearfil Se Bond 2 Kit

Ref.: 28135

Adhesivo de dos pasos, de autograbado y fotopolimerizable de adhesión y excelente para evitar sensibilidades postoperatorias.



Contenido: 1 bote de Primer de 6ml, 1 bote de Bonding de 5ml, accesorios

PVP 181,62 €

OFERTA 115,90 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK. UNIDADES LIMITADAS.

KATANA Cleaner

Ref.: 33354

Contenido: 1 bote de 4ml

Limpiador Universal para eliminar el debilitamiento de la fuerza de unión después de la cementación, causada por la contaminación de la sangre y la saliva en la cavidad oral de uso intraoral (cavidad, muñón,..) como extraoral (prótesis, pernos,..)

Debido a su valor de pH medio de 4,5, KATANA Cleaner puede usarse no sólo extraoralmente, sino que también se puede usar intraoralmente, haciendo que sea un limpiador universal multiusos tanto para la estructura dental como para la prótesis.



PVP 31,86 €

OFERTA 24,95 €

SISTEMA DE CEMENTACIÓN ADHESIVA

PANAVIA™ V5

Un cemento Universal. Todas las indicaciones.
Estabilidad estética y rendimiento duradero.
Universal, único protocolo
Simplicidad, protocolo siempre de la misma manera

29061 Panavia V5 Reposición pasta A2
29424 Panavia V5 Reposición pasta Clear

Contenido: 1 jeringa de 8,1gr + 20 puntas

OFERTA 103,00 €

MDP excelente adhesión a dentina y sustancia

UNIDADES LIMITADAS.
OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.



28448 Panavia V5 Set A2
28551 Panavia V5 Set Clear

Contenido: 1 jeringa 4,2gr + 2 ml Ceramic Primer Plus + 2ml Tooth Primer + accesorios

OFERTA 109,00 €

PANAVIA™ SAC Universal Automix

Cemento de resina auto-adhesivo de fraguado Dual que incorpora el nuevo monómero LCSi para adherir a casi todas las superficies.

Incorpora 2 monómeros : el monómero **MDP** que crea una fuerte adhesión química a aleaciones de metal, zirconio, esmalte y dentina; y el nuevo monómero **LCSi** que garantiza una fuerte adhesión química a la porcelana, al disilicato de litio y a la resina de composite.

LCSI es más estable que el silano convencional.

MDP excelente adhesión a dentina y sustancia



Contenido: 1 jeringa Automix de 8,2 gr + 20 puntas de mezcla

Ref.: 32802 A2

Ref.: 32803 Transparente

PVP 126,11 €

OFERTA 85,90 €



Ofertas válidas hasta fin de existencias salvo error tipográfico

CERAMIC Primer Plus

Ref.:29666 Contenido: 1 bote de 4ml

Imprimación Universal que garantiza una alta adhesión a las cerámicas (disilicato de litio, zirconia), cerámicas híbridas, composites y metales.



PVP 123,35 €

OFERTA 89,00 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK. UNIDADES LIMITADAS

PANAVIA™ V5 Tooth Primer

Ref.:29665 Contenido: 1 bote de 4ml

Primer del Panavia V5 para acondicionar el diente, iniciador de fraguado y con MDP



PVP 70,57 €

OFERTA 62,00 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK. UNIDADES LIMITADAS

PANAVIA™ SAC Universal Handmix

Cemento de resina auto-adhesivo de fraguado Dual que incorpora el nuevo monómero LCSi para adherir a casi todas las superficies versión Handmix.

Contenido: 2 jeringa Handmix de 9,3 gr + accesorios
Ref.: 32376 A2



OFERTA 155,00 €



CanalPro CalciSeal

Sellador biocerámico para conductos radiculares a base de silicato de calcio

¿Por qué CanalPro CalciSeal?

- 1 Alta concentración de Silicato de Calcio
- 2 Tixotropía ideal para obturaciones perfectas
- 3 Excelente radiopacidad
- 4 Punta fina flexible para un acceso preciso al conducto
- 5 Alto pH para protección antimicrobiana



NUEVO

La formulación bioactiva y hidrofílica promueve una interacción mineral con la dentina, mientras mantiene una alta fluidez para adaptación óptima, incluyendo la anatomía canalar lateral. La tolerancia controlada a la humedad simplifica la manipulación, lo que permite obtener resultados consistentes y realizar procedimientos endodónticos de manera eficiente.

Ref.: 9470

79,90 €

- 1 × Jeringa 2gr
- 15 × Puntas plásticas

CanalPro X-Move

Total libertad de movimiento

El motor endodóntico inalámbrico CanalPro X-Move dispone de dos modos de movimiento, rotación continua y recíprocante ajustable a todas los sistemas de limas actuales. El motor es flexible y agradable de utilizar.

Contra-Ángulo: 360 grados de rotación
Rango del torque: 04 - 5.0 Ncm
Rango de velocidad: 100 - 2.500 rpm
Ajuste ángulos recíprocantes: 10° intervalos Ajuste rango 20° - 400°
Mini contra-ángulo aislado de 8 mm de diámetro y 9,7 mm de altura.



CanalPro X-Move

65002739

- 1 × Pieza de mano motorizada
- 1 × Base de carga
- 1 × Contra ángulo
- 1 × Boquilla para lubricación
- 1 × Cable de medición
- 4 × Porta lima
- 2 × Clip labial
- 2 × Sonda de contacto
- 2 × Junta tórica
- 1 × Adaptador corriente universal
- 1 × Batería
- 1 × Instrucciones de uso
- 1 × Guía consejos uso localizador de ápice
- 1 × Listado del contenido del embalaje

CanalPro X-Move

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL

GuttaFlow bioseal

Consistencia ideal e idéntica durante todo el tiempo de trabajo. Cemento Biocerámico, fórmula exclusiva.

roeko

Kit ROEKO GuttaFlow bioseal

Ref.: 29302

177,55 €

- 1 × Jeringa doble 5ml
- 12 × Puntas de mezcla
- 1 × Bloc de papel



CONSULTE OFERTA

GuttaFlow bioseal

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL.

HyFlex OGSF Puntas de Guttapercha

60 × Puntas de Guttapercha OGSF 30/.04



Ref.: 35833

24,44 €

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL.



SISTEMA DE LIMAS EDM NITI
HyFlex EDM – Secuencia OGSF

NOVEDAD

Ventajas

- Resultados previsibles aplicando el protocolo estandar OGSF
- Preparación rápida de los casos cotidianos gracias a la balance optimizado entre el extremo y la conicidad en toda la secuencia
- Seguridad del paciente mejorada gracias a la mayor resistencia a la fractura del material y a la aplicación del protocolo estandar OGSF

Producto del mes MAYO 4+2 HyFlex OGSF Oferta exclusiva con su promotor Coltene



HyFlex EDM OGSF, Reposiciones 3 uds.

54,38 €

HyFlex EDM OGSF, Secuencia 4 uds.

72,30 €

Diagram showing the 4-step OGSF sequence: 1. Opener (apertura) 18/.11, 2. Glider (permeabilización) 15/.03, 3. Shape (conformación) 18/.045, 4. Finishe r(acabado) 30/.04. Includes rpm and torque specifications for each step.

Table with 4 columns: Opener, Glider, Shaper, Finisher. Lists file sizes (18, 21, 25, 31 mm) and corresponding part numbers.

RETRATAMIENTO

HyFlex Remover

La lima esencial para retratamientos

- ✓ Una única lima es necesaria para retirar el material de obturación
✓ Respetar la anatomía del conducto
✓ Eficaz, sin necesidad de solvetes
✓ Punta inactiva

Velocidad de rotación 400 - 800 rpm

Torque máximo 2,5 N.cm



30 I.07
Torque máximo: 2.5 N.cm
Velocidad de rotación: 400-800 rpm
Tratamiento térmico: C.Wire



NUEVAS REFERENCIAS



HyFlex Remover
5 x B5 HyFlex Remover n30/7% Classics

66,64 €

Ref.: 33179 19mm
Ref.: 33009 23mm



BRILLIANT Bulk Fill Flow

Ref.: 35016

BRILLIANT Bulk Fill Flow es el material de obturación ideal para fáciles y rápidas restauraciones .Profundidad de polimerización fiable de 4mm. Un material Multi Tono . No necesita una capa superior de otro material

Contenido: 1 jeringa de 2,3gr + 11 puntas aplicadoras



PVP 45,32 €

OFERTA 33,99 €



BRILLIANT
EVERglow Bulk Fill
-25%
BRILLIANT Bulk Fill
Flow

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL.

BRILLIANT Everglow Flow Jeringa

Composite Universal Fluido de pulido excepcional y brillo permanente. Alta estabilidad y perfecta Tixotropía. Nivel de precisión absoluto.

Contenido: 1 jeringa de 2gr, 5 agujas de aplicación



PVP 34,48 €

OFERTA 25,86 €



BRILLIANT
EVERglow Flow
-25%
BRILLIANT EverGlow
Flow

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL.

BRILLIANT Everglow Jeringa Reposición

Brilliant Everglow Jeringa es un composite Universal estético de pulido excepcional y brillo permanente. 7 tonalidades universales.

5 tonalidades complementarias (2 translúcidas y 3 opacas).

Disponible también en Tips.



Contenido: 1 jeringa de 3gr

PVP 58,37 €

OFERTA 43,77 €



BRILLIANT
EVERglow Jeringa
-25%
BRILLIANT Everglow
reposición

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL.

ONE COAT 7 Universal Reposición

Ref.: 30381

One Coat 7 es un adhesivo monocomponente fotopolimerizable que se utiliza con la técnica de autograbado, grabado selectivo o grabado total.

Contenido: 1 bote de 5ml



PVP 104,62 €

OFERTA 76,18 €



ONE COAT 7
UNIVERSAL
-27%
En el frasco de 5ml

ÚLTIMAS UNIDADES. CONSULTE OFERTA.

KENDA Deluxe

Combinación de lujo de doble diamante para el pulido estético y de alto brillo.

Pulidores para todos los composites, compómeros y cerámicas híbridas

No necesita pasta adicional para pulido de alto brillo



SISTEMA DE PULIDO
DIAMANTADO EN 2
PASOS

NUEVO



Velocidad de trabajo de todos los pulidores 6.000 rpm.

Los ShapeGuard se usan en sentido antihorario

Ref.: 21291 Set surtido 12/u

49,00 €

SPEC 3 LED

1 x Lámpara S.P.E.C 3 LED
COMPRANDO

21 x Jeringas BRILLIANT 9 x
A1/B1, 9 x A2/B2, 3 x A3/D3

1 x Jeringa BRILLIANT Bulk Fill
Flow



Ref 60043012

1.190 €



Siliconas Affinis

Affinis Precious Reposición

Ref.:14424 Light Body
Ref.:14048 Regular
Contenido: 2 cartuchos de 50ml + 12 puntas de mezcla amarillas
PVP 75,32 €
OFERTA 42,95 €

Affinis Putty Super Soft Reposición

Ref.: 9410
Contenido: 2 botes de 300ml (base y catalizador)
PVP 112,82 €
OFERTA 65,00 €

Affinis System 360 Reposición

Ref.:482 Heavy Body
Ref.:12687 Monobody
Ref.:19642 Putty
Contenido: 2 cartuchos 380ml + 1 anillo
PVP 220,91 €
OFERTA 135,90 €



OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK

SILICONAS AFFINIS
CONSULTAR OFERTA

BRILLIANT Lumina

BRILLIANT Lumina – kit de introducción

Ref.: 35506 **99,00 €**

- 4 x Gel
- 1 x Activador
- 1 x Folleto informativo

H2O2 PAP

SIN SENSIBILIDAD. No contiene peróxido de hidrógeno

CONSULTAR OFERTA



Jet Blue Bite

Registro de mordida que fluye con una consistencia suave de nata montada. Fast: Tiempo trabajo 30s. Tiempo fraguado bucal 40s. Superfast: Tiempo trabajo 20s. Tiempo fraguado bucal 30s.
Contenido: 4 cartucho x 50ml + Puntas

Ref.: 13337 Superfast
Ref.: 13355 Fast

COLTENE

PVP 122,38 €

OFERTA 85,66 €



-30%

DuoTEMP

Ref.: 17820
DuoTEMP es un material de obturación temporal de doble polimerización.
Contenido: 1 bote de 5ml

- Fraguado Dual
- Material para diferentes indicaciones
- Elevada integridad marginal
- Fácil retirada



PVP 91,94 €
OFERTA 76,90 €

Gelatamp

Hemostasis inicial rápida

Prevención de la infección de heridas y hemorragias secundarias
La única esponja de gelatina a base de plata coloidal
Hemostático y antibacteriano.
Reabsorción completa

Contenido: 50 Esponjas 14x7x7mm

Ref.: 750 **34,90 €**




roeko

CONSULTA OFERTA A SU COMERCIAL

MicroMega

MM TAPER



NEW

Secuencia de rotación continua

1 apertura, 2 conformado y 5 acabados

Tratamiento térmico del alambre S: flexibilidad y resistencia a la fatiga cíclica

Contenido: 1 blister de 6 limas

OFERTA 28,90 €

Sistema de conformación de conductos radiculares que ofrece eficiencia, seguridad y precisión. Diseñado con una aleación con memoria de forma y conicidad variable, garantiza una flexibilidad óptima y un alto rendimiento de corte, ideal para análisis de conductos complejos. Este innovador sistema reduce los riesgos operatorios y representa la excelencia en endodoncia. Made in France.

OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE STOCK

Ref.: 5913 Surtido 21mm SX-F3

Ref.: 5916 Surtido 25mm SX-F3

Ref.: 6618 Surtido 31mm SX-F3

Ref.: 5948 SX

Ref.: 6115 25mm S1 morada

Ref.: 6116 25mm S2 blanca

Ref.: 6117 25mm F1 amarilla

Ref.: 6118 25mm F2 roja

Ref.: 6418 25mm F3 azul

MicroMega

Bioceramic Sealer

Sellador biocerámico MM para la obturación de conductos radiculares con una excelente fluidez y un sellado hermético.



Contenido:

1 x 2 g Bioceramic Sealer Syringe.

20 x Application Tips.

Instruction Card

OFERTA 75,00 €

- Listo para usar
- Bioactivo
- Alta alcalinidad (pH 12)
- Excelente fluidez
- Alta radiopacidad
- No tiñe
- Apto para técnicas en frío y en caliente

MicroMega

Bioceramic Putty

Masilla biocerámica MM es un material más denso indicado para reparaciones radiculares (perforaciones, reabsorciones, recubrimiento pulpar) o rellenos retrógrados en cirugía endodóntica.



Contenido:

1 x 0.5 g Bioceramic Putty Syringe.

Instruction Card.

OFERTA 39,00 €

- Listo para usar
- Bioactivo
- Alta alcalinidad (pH 12)
- Buena radiopacidad

Los cementos biocerámicos se adhieren firmemente a la dentina, proporcionan un sellado excelente al limitar la microfiltración y favorecen la cicatrización al estimular la formación de nuevo tejido duro, como dentina o hueso con una excelente capacidad de sellado, excepcional biocompatibilidad y facilidad de manipulación y uso.

OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE STOCK.



Fluorescencia que no pasa nada por alto:
Detecta residuos, ahorra tiempo, crea seguridad

Bifix Temp fluorescent

Material para fijaciones provisionales y de curado dual a base de composite

Ref.: 35918

Contenido: 5 ml QuickMix jeringa + accesorios

PVR 57,50 €



Pieza de mano, cargador, 2 baterías, protección antideslumbrante, láminas protectoras, gafas protectoras
REF9070

Rebilda DC fluorescent

El primer sistema fluorescente para la reconstrucción de muñones y fijación de postes radiculares con fluorescencia activable

Ref.: 35212

Contenido: 1 Cartucho 50 gr. dentina fluorescente + accesorios

PVR 197,00 €

Ref.: 35150

Contenido: 1 Jeringa QuickMix 10 gr dentina fluorescente + accesorios

PVR 84,30 €



A PARTIR DE 600 € EN PRODUCTOS FLUORESCENT PVR OBSEQUIO DE 1 LÁMPARA TWINWAVE Consulte oferta.

CURE & CHECK

TwinWave

OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE STOCK

- Gran potencia: La última tecnología LED con elevada potencia, de 1.300 mW/cm²
- Diseño ligero y manejable: Carcasa metálica, con un peso total de solo 75 g
- Manejo sencillo: Se puede seleccionar el modo (fotopolimerización, detección de fluorescencia) mediante un práctico conmutador giratorio y la visualización tiene lugar mediante un botón LED.
- Siempre lista para su uso: batería de repuesto incluida

AlignerFlow LC

Composite fluorescente para ataches de alineadores


Ref.: 34612 A1

Ref.: 34611 A2

Ref.: 34610 A3

Contenido: 2 jeringas de 2gr

PVR 83,50 €



Clip F fluorescent

Material de restauración fotopolimerizable para tratamientos provisionales

Ref.: 35974

Contenido: 2 jeringas de 4 gr

PVR 57,80 €



Perfect Bleach Office + 35% Set QuickMix

Ref.: 20092

Perfect Bleach es un gel de Peróxido hidrógeno al 35 % para el blanqueamiento de dientes descoloridos para realizar en clínica.



Contenido: 1 Set de 2 jeringas QuickMix de 4ml, 2 jeringas de LC Dam de 2gr y accesorios

CADA SET SIRVE PARA 4 PACIENTES

2+1

Perfect Bleach Office + 35% Set QuickMix

Perfect Bleach Set Mini

Gel de peróxido de carbamida para el blanqueamiento de dientes descoloridos. Tratamiento ambulatorio.

Contenido: 1 Set de 4 jeringas de 2,4ml, bolso cosmético y estuche. Ref.:23445 16% Ref.:28743 10%



OFERTA 62,00 €

2+1

Sale el envase a 41,33€

Perfect Bleach Reposición 3x2.4ml

Contenido: Jeringa 3 x 2,4 ml c Ref.: 23515 16%



OFERTA 52,00 €

1+1

Perfect Bleach Reposición 3x2.4ml

CONSULTE PROMOCIÓN A SU COMERCIAL.

Sale cada reposición de 3x2.4ml en 26,00 €. CONSULTE OFERTA.

Perfect Bleach Office + 35% reposición

Ref.: 24687

Contenido: 1 jeringa QuickMix de 4ml + accesorios



1+1

Perfect Bleach Office + 35% jeringa QuickMix

OFERTA 99,90 €

Sale cada reposición de 4ml en 49,95 €. CONSULTE OFERTA.

Remin Pro Tubo 12

Ref.:22891 Surtido Ref.:24321 Fresa

Remin Pro protector dental con fluoruro (1.450 ppm), hidroxiapatita y xilitol. Refuerza los dientes después del blanqueamiento y la limpieza dental profesional.



Contenido: 1 envase de 12 tubos de 40gr de sabores surtidos melón, menta y

PVP 209,40 €


OFERTA 155,00 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Profluorid Varnish + BioMin

Endurece significativamente el esmalte dental debilitado.

Barniz de fluoruro exitoso contiene el biovidrio BioMin. Este biovidrio invisible se disuelve en presencia de saliva y libera iones de calcio y fosfato que contribuyen a la remineralización del diente. En combinación con el fluoruro del Varnish, se forman en la superficie dental estructuras cristalinas que logran, p. ej., endurecer significativamente un esmalte dental debilitado.



Ref.: 35915 Cherry
Ref.: 35999 Bubble Gum

Contenido: 1 tubo de 10ml

OFERTA 31,90 €

22.600 ppm NaF, sabor agradable y estético.

Bifluorid 10 SingleDose

Ref.: 19308 Contenido: 1 envase de 50 SingleDose

Laca fluorídica para el tratamiento de hipersensibilidades. Inmediatamente desensibilizante. Libre de colofonia.

Contiene el 5 % de fluoruro sódico (corresponde a 22.600 ppm) y el 5 % de fluoruro de calcio.



OFERTA 76,20 €

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL



GrandioSO Unlimited Set

Ref.: 35869

Con un impresionante contenido de relleno del 91 %, sienta nuevas bases en cuanto a estabilidad y resistencia. La contracción de volumen del 1,44 % reduce, además, el peligro de formación de fisuras marginales y coloraciones marginales y contribuye a lograr obturaciones de alta calidad.



Contenido: 5 x 4,5 grs. jeringa (A1, A2, A3, A3.5, A4) + tarjeta cromática

OFERTA 294,00 €



GrandioSO Unlimited VITA® classical

A1				A2		A3		A3.5				A4			
A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4



GrandioSO Unlimited Jeringa

Composite universal estético Bulk Fill de alto rendimiento con carga de relleno 91% para rellenos de hasta 4mm. Resina compuesta nanohíbrida cromática- con la más alta carga del mercado.

Ref.:35870 A2
Ref.: 35871 A3
Ref.: 36021 A3,5



Contenido: 1 jeringa de 4,5gr

OFERTA 72,90 €

Comprando 1 Set **OBSEQUIO** de 1 Jeringa. Unidades Limitadas

Comprando 4 jeringas **OBSEQUIO** de 1 jeringa. Unidades Limitadas

X-Tra Base Jeringa

Composite base fluido y fotopolimerizable en capas de 4mm, adaptación excelente, autonivelante, combinable con todos los bondings.

Contenido: 2 jeringas 2gr, accesorios

Ref.: 24794 A2
Ref.: 29676 Universal



PVP 92,30 €

OFERTA 65,00 €

SALE CADA ENVASE DE 2 JERINGAS 2GR EN 43,33 €

Admira® Fusion X-Tra Reposición

Ref.: 28359

Material de restauración "obtención en bloque" ("bulk fill") basado exclusivamente en cerámica – curado seguro de capas de 4mm Gracias a la tecnología de ORMOCER más innovadora: tiene con diferencia la más baja contracción de polimerización (1,25% en vol.) y un estrés de contracción especialmente bajo para un óptimo sellado marginal

BAJA ABSORCIÓN DE AGUA.

Contenido:1 jeringa de 3gr



OFERTA 56,90 €

OFERTA 3+1 SALE CADA JERINGA EN 42,67 €

OFERTA 5+2 SALE CADA JERINGA EN 40,64 €

Rebilda DC QuickMix

Ref.: 35150 Fluorescente Ref.: 10746 Dentina

Sistema de fijación para reconstrucción de muñones y poste radicular fluido y de curado dual, ahora también FLUORESCENTE para un mejor control (fluorescencia activable) bajo luz ultravioleta A.

Contenido:1 jeringa quickMix de 10ml, accesorios



OFERTA 66,90 €

SALE CADA JERINGA EN 53,52 €

Rebilda Post System II Kit

Ref.: 26180

Poste radicular de composite reforzado con fibra de vidrio con un sistema adhesivo de reconstrucción de muñones. El más usado y el más completo.

1 Kit de 20 postes, 4 drills, 1 Ceramic Bond 5ml, Futurabond U SingleDose 20u, 1 Rebilda DC QuickMix 10grs dentina, accesorios.

PVP 585,80 €

OFERTA 435,00 €



Rebilda Post Reposición

Contenido: 1 envase de 5 unidades

Ref.: 25692 1mm rojo
Ref.: 16028 1,2mm verde
Ref.: 16029 1,5mm negro
Ref.: 16030 2,0mm amarillo



OFERTA 59,90 €

Admira® Fusion 5 Reposición

Resina cerámica cromática de Voco con sistema de color simplificado de sólo 5 grupos de color.

Contenido: 1 jeringa de 3gr



3+1
5+2

Admira® Fusion 5
Reposición

- Ref.: 34859 A1
- Ref.: 34860 A2
- Ref.: 34861 A3
- ref.: 34862 A3,5
- Ref.: 34863 A4

OFERTA 59,90 €

OFERTA 3+1 SALE CADA JERINGA EN 44,92 €
OFERTA 5+2 SALE CADA JERINGA EN 42,78 €


Admira® Fusion 5 Set

Ref.: 34609

Material de restauración nano-híbrido Universal a base de ORMOCER con un sistema de color simplificado con sólo 5 grupos de color A1 (A1-B1-C1-D2) A2 (A2-B2) A3 (A3-B3-D4) A3.5 (A3.5-C2-C3-D3-B4) y A4 (A4-C4)

Contenido: Set 5 × 3 grs.
Jeringa (A1, A2, A3, A3.5, A4), + tarjeta cromática

Consultar
Oferta



PVP 334,80 €

OFERTA 230,00 €



CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL

Grandio SO Flow / Heavy Flow Jeringa

Composite nano-híbrido fluido y universal de viscosidad media y alta. Alta carga orgánica > 80% y alta estética.

Valido para técnica inyectada. Contenido: 2 jeringas de 2gr



3+1
5+2

Grandio SO Flow
Heavy Flow

OFERTA 62,90 €

OFERTA 3+1 SALE CADA JERINGA 2gr EN 23,58 €
OFERTA 5+2 SALE CADA JERINGA 2gr EN 22,46 €

Grandio SO Jeringa

Contenido: 1 jeringa de 4gr

Composite nano-híbrido universal de muy alto contenido de relleno (89 % en peso) para las más altas exigencias, dientes anteriores y posteriores.

Muy alto contenido de relleno del 89% en peso. Adaptación óptima de opacidad y translucidez



4+1
Grandio SO
Jeringa

OFERTA 68,00 €

OFERTA 4+1 SALE CADA JERINGA EN 54,40 €

Futurabond U SingleDose 200/u

Ref.: 26296 200 monodosis

Adhesivo autograbante Universal Dual en monodosis. Ideal para cementación adhesiva.

OBSEQUIO 1
FUTURABOND DE
50 MONODOSIS



OFERTA 335,00 €

Comprando 1 Futurabond U 200 Monodosis **OBSEQUIO**
1 Futurabond U 50 Monodosis

Futurabond U SingleDose 50/u

Ref.: 26295 50 monodosis

OFERTA 89,90 €



Futurabond M+ Triple

Ref.: 27456 Contenido: 3 botes de 5ml

Adhesivo Universal autograbante Universal Dual. Ideal para cementación adhesiva. Se aplica en una capa – trabajo rápido en sólo 35 segundos.

OBSEQUIO 1
BOTE DE
FUTURABOND
M+ DE 5ml



OFERTA 250,00 €

Comprando 1 Futurabond M+ Triple **OBSEQUIO** 1
bote de Futurabond M+






Bifix SE Universal

Ref.: 24387

Cemento de resina dual de autograbado para cementación retentiva.



Contenido: 1 jeringa QuickMix 5gr + accesorios

PVP 90,20 €


OFERTA 66,90 €

**2+1
CONSULTAR
OFERTA**

SALE A 44,60 E CADA JERINGA

Bifix Veneer LC System Set

Bifix Veneer LC, el composite de fijación nanohíbrido fotopolimerizable, especialmente estético y con un peso de relleno del 81 % ha sido desarrollado específicamente para la fijación adhesiva sencilla y segura de carillas, inlays y onlays de composite o cerámica. El concepto cromático claro con los tres colores bright, clear y warm simplifica la colocación de las carillas y permite influir positivamente en el resultado estético. Gracias a las pastas Try-in adaptadas con precisión resulta sencillo elegir el color adecuado y el resultado final puede ser comprobado previamente. Un concepto cromático intuitivo y eficiente para un máximo éxito estético



Ref.: 35942 Contenido: 3 x 2 grs. jeringa Bifix Veneer LC, 3 x 2,5 grs. jeringa Bifix Veneer Try-In (bright, clear, warm) 2 ml jeringa Vococid, 20 u. SingleDose Futurabond U, 20 u. SingleDose Ceramic Bond, 10 u. Sticky Tim + accesorios

OFERTA 224,90 €

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL

Structur 2 SC Reposición

Contenido: 1 cartucho de 75gr + 10 puntas de mezcla

Composite de autocurado para la fabricación de coronas y puentes provisionales.

Ref.: 14118 A2
Ref.: 10897 A3



**CONSULTE
OFERTA A SU
COMERCIAL**

PRODUCTO EN ESPAÑA
PARA MOCK-UP

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL

MTA vpt

Protección pulpar biocompatible, estable y resistente a bacterias es esencial para la preservación vital de la pulpa. Con MTA vpt, VOCO dispone de un material agregado de trióxido mineral (MTA) que está especialmente concebido para este propósito.. Bases cavitarias, recubrimientos directos e indirectos así como para el tratamiento de la pulpa tras amputación vital (pulpotomía parcial o total).

- MTA para la práctica diaria • Alto valor pH (12) • Liberación de iones de calcio y de hidróxido – promueve a la formación de dentina terciaria y a la remineralización • Protección pulpar segura • Eficiente respecto a tiempo • Fácil manipulación • Ningunas decoloraciones del producto – libre de óxido de bismuto • Radiopaco (290 % Al)

Ref.:35917

Contenido: Mezcla manual 10 grs. Polvo + 10 ml Líquido



OFERTA 139,90 €

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL

AlignerFlow LC®

Contenido: 2 jeringas de 2gr

Composite nano híbrido fluido con capacidad de fluorescencia para la fabricación de alineadores muy estable y resistente.



Ref.:34612 A1
Ref.:34611 A2
Ref.:34610 A3

PVP 90,00 €

OFERTA 67,90 €

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL



Ceram X Spectra ST-HV Universal Jeringa

Composite nanocerámico, radiopaco, universal de nueva tecnología de relleno SphereTEC indicado en restauraciones directas e indirectas.

Contenido: 1 jeringa de 3gr



Consultar Oferta por cantidad

OFERTA 49,90 €

Consulte a su comercial oferta especial por cantidad.

Ceram X Spectra ST-HV Universal Cavifil

Composite nano cerámico, radiopaco, universal que se basa en la nueva tecnología de relleno SphereTEC.

Contenido: 16 compules de 0,25gr



Consultar Oferta por cantidad

OFERTA 65,00 €

Consulte a su comercial oferta especial por cantidad.

Ceram X Spectra ST Flow Jeringa

Contenido: 2 jeringas de 1,8gr

Composite fluido con exclusiva tecnología SphereTEC que ofrece una mayor simplicidad y versatilidad.

Ref.: 32411 A1 Ref.: 32410 A2
Ref.: 33313 A3 Ref.: 32694 A3,5
Ref.: 33496 A4 Ref.: 33497 BW



2+1

OFERTA 59,90 €

Comprando 2 reposiciones (2x2 jeringas de 1,8gr) de Ceram x Spectra flow GRATIS 1 reposición más. CONSULTE OFERTA.

Ceram X Spectra ST Flow Compules

Contenido: 16 compules x 0,25gr

Composite fluido con exclusiva tecnología SphereTEC que ofrece una mayor simplicidad y versatilidad.

Ref.: 33319 A1
Ref.: 33316 A2
Ref.: 33317 A3
Ref.: 33067 A4



Consultar Oferta por cantidad

OFERTA 69,00 €

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL DE SPECTRA FLOW.

Prime Bond Active Kit ECO

Ref.: 29759

Contenido: 3 botes de 4ml

Adhesivo universal con control activo de humedad con la nueva tecnología patentada Active-Guard, el adhesivo se distribuye uniformemente.

PVP 258,56 €



3+1

OFERTA 195,00 €

Comprando 1 PRIME & BOND ACTIVE KIT ECO OBSEQUIO de 1 bote de P&B ACTIVE de 4ml

SDR Flow+ Compulas ECO Universal

Ref.: 30009

Composite fluido Bulk Fill autonivelante fotopolimerizable en base de consistencia fluida para incrementos en bloque de 4mm.

Contenido: 1 envase de 50 compulas de 0,25gr

Ref.: 30009



Consultar Oferta a su comercial



OFERTA 189,00 €

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL



**DENTAL
VITA**

MAYO-JUNIO 2026

**Dentsply
Sirona**

MOTORES X-SMART PRO

X-Smart Pro+



DESCUENTO

-36%

PVP 2.884 €

OFERTA 1.838 €

X-Smart Pro



DESCUENTO

-28%

PVP 2.215 €

OFERTA 1.599 €

X-Smart Pro+

**incluye 1 Kit Intro
Protaper Ultimate +
Ah Plus Jet Starter Kit**



DESCUENTO

-32%

PVP 2.943 €

OFERTA 1.990 €

Consulta las promociones con tú comercial.

Horno THERMAprep®



OPCIÓN GUTTACORE Ref.: 34784
Contenido: 1 Horno ThermoPrep, 1
caja Verificador estéril surtido
020-045 25mm, 2 cajas guttacore
nº25 25mm, 1 caja guttacore nº30
25mm, 1 caja guttacore nº40 25mm.

CONSULTAR OFERTA

Limas Rotatorias Dentsply



Consulte
ofertas a su
comercial de
las limas
rotatorias
Dentsply

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL.



**DENTAL
VITA**

MAYO-JUNIO 2026

**Dentsply
Sirona**

Thermafil 30/u

Contenido: 1 envase de 30 unidades

Obturación del canal radicular en 3D. Excelente sellado apical y lateral (La gutapercha caliente llega hasta el ápice). Obturación sencilla aún en canales curvos, estrechos y largos. Ahorro de tiempo. Fácil de usar (curva de aprendizaje corta).



Consultar
Oferta por
cantidad

Ref.: 9359 N.20
Ref.: 8034 N.25
Ref.: 8035 N.30
Ref.: 8036 N.35
Ref.: 9581 N.40

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL

AH Plus Jet Jeringa

Ref.:10162

Cemento de resina radiopaco para la obturación de canales de elevada biocompatibilidad.

Contenido: 2 AH PLUS Jet mix jeringa 15 grs.



CONSULTE
OFERTA A SU
COMERCIAL

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL

Enhance® Flex

Ref.: 35844 Intro Kit 3 Finalización + 3 Pulidores

Una sola forma para todas las superficies
Resultados de pulido brillantes
Duración extraordinaria



OFERTA 59,00 €

Bloques CEREC Tessera & Tessera Abutment

Bloques CEREC Tessera™ de disilicato de litio avanzado CEREC Tessera™ para pilares híbridos de dos piezas para restauraciones de un único diente y coronas sobre pilares híbridos, utilizada junto con los implantes dentales endoóseos.



4+1
CONSULTAR
OFERTA

CEREC Tessera Abutment 14 / 16

OFERTA 141,95 € (sale a 113,56 €)

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL

Tratamientos con ácido hialurónico premium

OFERTA VÁLIDA
HASTA FIN DE
STOCK

croma
For creators of beauty.

Sayphafiller®

Ácido hialurónico reticulado de densidad media para arrugas poco profundas y labios. Tratamiento con ácido hialurónico Premium para la corrección de surcos nasolabiales, de leves a moderados con tecnología macro core.

Hidrata tanto a nivel superficial como a nivel profundo.

Mejora la flacidez de la zona.

Previene y corrige arrugas y pliegues faciales de leves a moderados.

Filtrum, perfilado y aumento del volumen labial.

Recupera el arco de cupido.

Duración: >9 meses.

Concentración de AH: 2.3% (23mg/ml).

Dermis media a profunda.

Jeringa de cristal de primera calidad.

Aguja de Terumo™ Ultra-ThinWall.

Proporción de mezcla CL/nCL 91:09.



REF.: 35972

Contenido : Gel de AH 23mg/ml en jeringa de cristal 1ml (2 agujas Terumo de 27G)

OFERTA 48,90 € c/u

OFERTA + de 11 cajas 45,90 € c/u

Saypha Volume®

Ácido hialurónico reticulado de densidad alta para arrugas profundas y volumen. Tratamiento con ácido hialurónico Premium para la corrección de surcos nasolabiales, de moderados a severos con tecnología macro core. Proporciona de manera inmediata un aspecto fresco, luminoso y un rostro más joven.

Mejora la flacidez de la zona gracias a su alta elasticidad.

Previene y corrige arrugas y pliegues faciales profundos.

Reconstruye papilas interdentes.

Corrige pliegues naso labiales de moderados a severos.

Rejuvenece la zona perioral corrigiendo líneas de marioneta y surcos nasogenianos.

Corrige la forma de la barbilla.

Corrige la sonrisa gingival.

Duración: >9 meses.

Jeringa de cristal de primera calidad.



REF.: 35973

Contenido: Gel de AH 23mg/ml en jeringa de cristal 1ml (2 agujas Terumo de 27G)

OFERTA 58,00 € c/u

OFERTA + de 11 cajas 55,90 € c/u

-17-

Ofertas válidas hasta fin de existencias salvo error tipográfico



**DENTAL
VITA**

MAYO-JUNIO 2026

Kerr™

OptiBond™ Universal 360

Adhesivo Universal de un Solo Componente

Ref.: 13101

Todas las técnicas. Cualquier material. Una única solución de unión. La única para todo.



LA VENTAJA DE COMBINAR DOS MONÓMEROS

PROPIEDADES	GPDM	MDP	GPDM + MDP
Acidez	pH más bajo.	pH más alto.	
Hidrofilia / Hidrofobicidad	Mayor hidrofília.	Mayor hidrofobia.	
Grupo de anclaje de adhesión	Adhesión a través del grupo fosfato.	Adhesión a través del grupo fosfato.	
Reticulación con resina	Dos grupos funcionales para la reticulación a resina.	Un grupo funcional para la reticulación a resina.	

OptiBond Universal 360
Fórmula adhesiva con hidrofília-hidrofobicidad y pH optimizados, para una mayor compatibilidad con sustratos y requisitos de almacenamiento cómodos.



Tecnología GPDM patentada de Kerr y ahora enriquecida con MDP, es un sistema verdaderamente universal que ofrece una resistencia de adhesión confiable para todas las superficies y sustratos, con cualquier cemento de resina, incluso en ausencia de luz y puede usarse con cualquier técnica de grabado, tanto en restauraciones directas como indirectas.

Capacidad de fraguado sin luz optimizada, Fórmula adhesiva con hidrofília-Hidrofobicidad y pH optimizados, para una mayor compatibilidad con sustratos y requisitos de almacenamiento cómodos.

OFERTA 99,00 €

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL

PACK SimpliShade™ BULK FILL + SimpliShade™ BULK FILL FLOW

Ref.: 35508

Contenido: 2 jeringas de 2gr

Ref.: 35580

Contenido: 1 jeringa 4gr



OFERTA PACK 50,00 €

PACK Incluye: 1 SimpliShade Bulk Fill Jeringa 4gr + 1 SimpliShade Bulk Fill Flow 2x2gr

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL.

Cleanic Tubo con flúor

Envase: 1 tubo de 100gr

Pasta profiláctica de un solo paso que garantiza una limpieza y un pulido extraordinarios con una baja abrasión de los dientes.

Kerr

Ref.:19429 Manzana
Ref.:28459 Frutos bosque
Ref.:16139 Menta
Ref.:26082 Light

PVP 29,00 €

OFERTA 13,60 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.



SimpliShade™ Jeringa

Composite Universal para Restauraciones Simplificadas con solo 3 tonos consiguiendo restauraciones altamente estéticas. Carga del 81% para una excelente resistencia al astillamiento y a las fracturas.



Colores guía VITA equivalentes

LIGHT	A1, B1, B2, C1, D2 Ref.:33573
MEDIUM	A2, A3, C2, D3, D4 Ref.:33574
DARK	A3.5, A4, B3, B4, C3, C4 Ref.:33575

COMPRANDO 5 UNIDADES

OFERTA 35,95 €

**COMPRANDO 5 REPOSICIONES.
CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL.**

Harmonize Jeringa

Composite nanohíbrido universal con tecnología de respuesta adaptativa y sistema de relleno de nanopartículas. Forma esférica de la red de relleno A.R.T. controlada, lo que minimiza la adherencia y simplifica el esculpido.

Contenido: 1 jeringa de 4gr

OFERTA 46,00 €



COMPRANDO 4 UNIDADES

**COMPRANDO 4 REPOSICIONES.
CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL.**

-18-

Ofertas válidas hasta fin de existencias salvo error tipográfico



Maxcem™ Kit

Ref.: 11560 Contenido: 5 jeringas de 5gr

Maxcem Kit es un cemento de resina autograbante y autoadhesivo.
Fraguado Dual: Mecanismo eficaz de autopolimerización.



PVP 316,20 €

OFERTA 169,00 €

OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE STOCK.

Temp-Bond™ Clear™

Temp-Bond™ Clear™, a base de resina, es el cemento provisional más translúcido disponible, lo que garantiza una estética superior.
Fraguado dual para mayor seguridad y flexibilidad, facilidad de manejo, excelente retención mecánica y fácil remoción de las preparaciones.
Sin Eugenol



Ref.: 14080

Contenido: 1 Jeringa x 6 g + 10 puntas de mezcla

OFERTA 34,90 €

OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE STOCK

PACK Optidisc

OptiDisc son discos flexibles y translúcidos que mejoran la visibilidad de la superficie de trabajo.

Caja de 100 unidades



OFERTA PACK 48,00 €

PACK Incluye: 2 reposiciones de Optidisc + 1 caja de mandriles

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL.

Cuñas de madera 1.000/u

Contenido: 1 envase de 1.000 cuñas



- Ref.: 7468 Turquesa
- Ref.: 435 Naranjas
- Ref.: 434 Blancas finas
- Ref.: 1710 Verdes
- Ref.: 1709 Amarillas
- Ref.: 2724 Azules
- Ref.: 10850 Blancas grande

PVP 106,01 €

OFERTA 55,90 €

OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE STOCK

Elements IC Unidad Obturación

Ref.: 32401

Sistema de Obturación inalámbrico que combina una fuente de calor Downpack con un extrusor de calor Backfill.



Contenido: 1 Elements IC (Downpack/Backfill), base de carga, 1 Plugger 06

**OBSEQUIO 1
PLUGGER A
ELEGIR**

OFERTA 2.420 €

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL.

Limas K File Kerr

Envase de 6 unidades

La lima K es la lima manual más resistente con menor potencial de separación y que puede salvar las obstrucciones con mucha más facilidad. Limas K de 21, 25 y 30mm de los números 06 al 80.



Kerr™

**COMPRANDO
6 UNIDADES**

PVP 11,72 €

OFERTA 8,50 €

**COMPRANDO 6 REPOSICIONES.
CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL.**



Artiste Jeringa

Contenido: 1 jeringa de 4gr

Artiste es un composite Universal fotopolimerizable, radiopaco, elaborado mediante nanoingeniería, para adaptarse a todas las cavidades anteriores y posteriores.

- Ref.: 34928 A1
- Ref.: 34679 A2
- Ref.: 34680 A3
- Ref.: 34681 A3.5
- Ref.: 34929 B1
- Ref.: 34930 Bleach
- Ref.: 34931 C1
- Ref.: 34932 C2



PVP 33,41 €

OFERTA 21,50 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Flow-It™ ALC™

Composite fluido versátil con una resistencia a la flexión y a la tensión comparable a la de los mejores composites híbridos. Sus excelentes capacidades de manipulación, sumadas a la viscosidad justa, facilitan su uso en una amplia gama de aplicaciones.

Contenido: 1 jeringa de 1,5 g, instrucciones, 5 puntas de calibre 20



- Ref.:35152 A1
- Ref.:35153 A2
- Ref.:35154 A3
- Ref.:35155 A3,5

PVP 22,68 €

OFERTA 14,90 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Breeze Self-Etch Cement Kit Intro

Ref.: 34795

El cemento autoadhesivo de resina Breeze está especialmente diseñado para acelerar y simplificar la cementación de coronas, puentes, inlays, onlays y pilares, eliminando los pasos del grabado individual, la aplicación del primer, la adhesión y la mezcla.

Contenido: 3 jeringas de 4 ml A2; 1 jeringa de 4 ml Translúcido; 1 jeringa de 4 ml Blanco Opaco; 1 frasco de 3 ml de silano; 40 puntas de mezcla; 10 puntas intraorales / de automezcla.



PVP 281,26 €

OFERTA 185,00 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Build-It FR Mini Mix A3

Ref.: 35107

Build-It™ FR es un material para muñones reforzado con fibra de vidrio perfecto para utilizar con FiberKleer. Formulado para fluir y concentrarse de modo estable, su viscosidad única permite al dentista dispensar el material y reconstruir con facilidad los muñones.

Contenido: 4 jeringas Mini-Mix de 4 ml color A3, instrucciones, 20 puntas de mezcla y 20 puntas intraorales



PVP 160,07 €

OFERTA 99,90€

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

EMS Mango Piezon Led FS-455

Ref.: 32710

Mayor maniobrabilidad y un acceso extraordinario gracias a su cuerpo ligero y su punta fina. Desarrollados a partir de los conceptos de tratamiento conservador y de máxima comodidad para el paciente, los mangos PIEZON® disponen de LED integrada de 5.000 K para garantizar una luz natural brillante, así como de los exclusivos instrumentos PIEZON® de acero inoxidable quirúrgico con pulido de primera calidad.

Contenido: 1 mango PIEZON® LED, 1 Instrumento PIEZON® PS, 4 guías de luz de recambio



EMS⁺
MAKE ME SMILE.

OFERTA 799,00 €

UNIDADES LIMITADAS. OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE STOCK.

EMS Inserto PS

Ref.: 4291

Punta de ultrasonidos de acero quirúrgico de alta calidad EMS minimamente invasiva para un acceso supra y subgingival.

Contenido: 1 unidad



EMS⁺
MAKE ME SMILE.

OFERTA 109,00 €

UNIDADES LIMITADAS. OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE STOCK.



Perla Office

Ref.: 9659

Blanqueamiento Perla Office es un producto de uso profesional en clínica. Proporciona un método estético, seguro y no invasivo para aclarar los dientes, incluidos los dientes endodonciados. Presenta un formato de doble jeringa con dos canales independientes: uno contiene peróxido de hidrógeno al 35 % y el otro, gel activador.

Propiedades físicas:

- Activación química: 2 a 3 ciclos de 18 min.
- Fotoactivación: 2 a 3 ciclos de 12 min.

Indicaciones:

- Blanqueamiento dental.
- Blanqueamiento dental interno en dientes endodonciados.

Contenido:

Perla Office – 3 pacientes

- 3 jeringas dobles de 4 ml con peróxido de hidrógeno al 35%.
- 3 barreras gingivales de 1,2g.
- 3 pinceles aplicadores.
- 3 bastoncillos con vitamina E.
- 3 pastas de pulido de 2g.

OFERTA 91,26 €



Perla Home

Ref.: 9660

Perla Home es un sistema de blanqueamiento dental domiciliario de uso ambulatorio, siempre bajo supervisión del odontólogo, quien ajustará las férulas y dará las pautas para su uso seguro en casa. Proporciona un método estético, seguro y no invasivo para aclarar el color dental de forma progresiva y controlada.

Formato: 5 jeringas de gel blanqueador de 3 ml (peróxido de carbamida al 16%).

OFERTA 36,70 €



NOVEDAD MEDICALINE

Pasta de Pulido



Pasta de pulido

Ref.: 9662

Pasta blanca de pulido tixotrópica para composites, desarrollada para uso profesional en odontología. Este producto mejora la apariencia estética del diente restaurado; mantiene la función del diente restaurado; protege las estructuras biológicas de los dientes restaurados y los tejidos adyacentes.

Composición:

Glicerol 50-70%, partículas de óxido de aluminio ultrafinas 30-50%, excipientes.

Indicaciones:

Para el acabado y pulido de las restauraciones (ayuda a restablecer los contornos normales, proporcionando márgenes lisos y un alto brillo que mejora la apariencia y longevidad de la restauración).

Contenido: 4g de pasta de pulido jeringa.

OFERTA 17,47 €

Elegance Composite Universal

Composite de nano relleno de zirconio permite obtener un brillo y un brillo óptimos para alcanzar resultados naturalmente estéticos.

Contenido: 1 jeringa de 4gr



Ref.:36093 A1
Ref.:36094 A2
Ref.:36095 A3
Ref.:36096 A3,5
Ref.:36097 A4
Ref.:36098 B2
Ref.:36099 OA3
Ref.:36100 TW

Elegance

OFERTA 22,29 €

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 30/08/2026

Nexus adhesivo universal

Nexus es un adhesivo universal fotopolimerizable de 5ª generación. Nexus es el enlace perfecto que permite la adhesión precisa a la vez que disminuye sustancialmente el riesgo de sensibilidad post-operatoria.

Ref.: 36101

Contenido: 1 bote de 5ml



Nexus

OFERTA 33,19 €

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 30/08/2026

Elegance Flow

Elegance Flow garantiza tratamientos exitosos gracias a su nano relleno más compacto que proporciona una baja contracción de polimerización.

Contenido: 1 jeringa de 2gr + 3 puntas dispensadoras



Colores disponibles:
A1 - A2 - A3 - A3,5

Elegance flow

OFERTA 11,50 €

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 30/08/2026

Medicaline POST Reposición

Postes de fibra de vidrio

Contenido: 1 envase de 12 postes

Ref.:21381 1,0mm

Ref.:21382 1,2mm

Ref.:21383 1,4mm

Ref.:21384 1,6mm

PVP 62,01 €



OFERTA 49,60 €

Medicaline POST Kit

Contenido: 1 kit de 18 postes (6 de 1,0mm, 6 de 1,2mm y 6 de 1,4mm) y 3 fresas (1 de 1,0mm, 1 de 1,2mm y 1 de 1,4mm)

OFERTA 121,35 €

Diferentes tamaños.

Composite Ortodóntico

Su viscosidad permite fijar el bracket sin que resbale. Tiempo de manipulación ilimitado. Adhesión a metal, cerámica y plástico.

Contenido: 4 jeringas de 5gr de composite, 7ml de adhesivo Ortodóntico, 7ml de Etchant líquido y accesorios
Ref.: 32215



OFERTA 141,75 €

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL

M Basic

Cemento de oburación provisional. Facilidad para aplicarlo y retirarlo en una sola pieza. · Material de relleno provisional fotopolimerizable, de un solo componente, para restauraciones temporales.

LA FLEXIBILIDAD QUE PROTEGE

Contenido: 3 jeringas de 3gr
Ref.: 36158

PVP 48,71 €

OFERTA 34,10 €



CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL

Filtek™ Easy Match Jeringa

- Restaurador universal de tres tonos con opacidad naturalmente adaptable.
- Excelente ajuste de color para la mayoría de restauraciones anteriores y posteriores.
- Flujo de trabajo más sencillo para restauraciones en un solo tono.
- Sistema racionalizado basado en nanotecnología clínicamente probada.
- Retención del pulido óptima y excelente resistencia al desgaste.



3+1
Filtek™ Easy Match Fluido

Contenido: 1 jeringa 4gr

OFERTA 54,90 €

Por la compra de 3 reposiciones de Filtek™ Easy Match, **GRATIS** 1 Filtek™ Easy Match Fluido

Solventum™ Filtek™ Easy Match Fluido

- Indicado para todas las restauraciones directas, incluidas las superficies oclusales, carillas y todos los procedimientos, también para la técnica de composite inyectado.
- Versatilidad para distintas indicaciones clínicas.
- Opacidad naturalmente adaptable y selección de color intuitiva.
- Aplicación prácticamente sin burbujas.
- Excelente retención del pulido y resistencia al desgaste.



2+1
Filtek™ Easy Match Fluido

Por la compra de 2 reposiciones de Filtek™ Easy Match Fluido **GRATIS** 1 reposición más

Calentador de composite Solventum™ Filtek™

Por la compra de 1 calentador de composite Solventum™ Filtek™, **GRATIS** 2 reposiciones de composite 3M™ Filtek™ a elegir

Easy MatchFluido, Easy MatchUniversal, Suprem eXTE, OneBulkFill, BulkFi IIFluido(2x2g) o Supreme Fluido (2x2g)]



CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL

Clinpro™ Clear

Ref.: 35737

Tratamiento de flúor 3M™ Clinpro™ Clear • Fórmula transparente con base acuosa en una monodosis L-Pop fácil y rápida. • La fórmula no contiene colofonia ni alérgenos comunes* y tiene un pH neutro. • Contiene fosfato de calcio estabilizado. • Tiempo de contacto mínimo, tan solo 15 minutos. • Mejor sabor, olor y sensación en la boca. • Fórmula apta para líneas de succión.



Contenido: 50x0.5ml

2+1

OFERTA 105,00 €

Por la compra de 2 reposiciones de 50 unidades de tratamiento de flúor 3M™ Clinpro™ Clear, **GRATIS** 1 reposición más

Filtek™ Supreme Fluido

Contenido: 2 jeringas 2gr + puntas

3M™ Filtek™ Supreme Fluido • Confianza y control al alcance de su mano. • Jeringa rediseñada para facilitar la inyección. • Con una ergonomía mejorada y prácticamente sin burbujas ni restos de material.



3+1
Filtek™ One Bulk Fill.

Por la compra de 3 reposiciones de 3M™ Filtek™ Supreme Fluido, **GRATIS** 1 reposición de 3M™ Filtek™ One Bulk Fill.

Siliconas Express 2 Putty / Fluida

Material de impresión muy hidrofílico y de excelentes propiedades. Impresiones libres de distorsiones, excelente recuperación elástica y resistencia al desgarro.



Express 2 pesada 36843, 36841
Express 2 fluida 36957, 36958, 36813, 36814, 36811, 36812, 36817, 7301, 7302

2+1

Consultar

Por la compra de 2 siliconas 3M™ Express™ 2 pesadas o fluidas, **GRATIS** 1 reposición más



ID-213 Desinfección de Instrumental y fresas

Ref.: 524

Concentrado en base a alquilaminas para la limpieza y desinfección del instrumental general, quirúrgico e instrumental rotatorio sensible a los álcalis y al alcohol. Se puede utilizar tanto en cuba de desinfección Hygobox y como en ultrasonidos.



Contenido: 1 envase de 2,5litros

PVP 71,90 €

OFERTA 51,90 €

-28%

**DURABILIDAD 14 DÍAS EN CUBETA.
OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.**

ID-212 Durr Desinfección de Instrumental

Ref.: 523

Concentrado a base de una combinación de compuestos de amonio cuaternario para la limpieza y desinfección del instrumental general, quirúrgico y rotatorio. Económico: con 2,5 litros de concentrado libre de aldehídos se obtienen 125 litros de solución diluida.



Contenido: 1 envase de 2,5 litros

PVP 65,90 €

OFERTA 44,90 €

-32%

**DURABILIDAD 7 DÍAS EN CUBETA.
OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.**

FD-366 Desinfección Superficies Sensibles

Ref.: 24457

Desinfección de superficies sensibles de base alcohólica sin aldehídos para superficies sensibles, como fibras sintéticas, acrílicas y vinilo. Especialmente apto para superficies delicadas como tapicerías de cuero artificial de las unidades de tratamiento.



Contenido: 1 envase de 2,5 litros.

PVP 52,90 €

OFERTA 36,90 €

-30%

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

FD-322 Desinfección de Superficies

Ref.: 520

Desinfección rápida de las superficies lista para su uso sin aldehídos a base de alcoholes. Extraordinaria compatibilidad con los materiales y olor agradable.

Contenido: 1 envase de 2,5 litros



PVP 49,90 €

OFERTA 34,90 €

-30%

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK

Orotol Plus

Ref.: 5832

Concentrado libre de aldehídos para la desinfección de los sistemas de aspiración diario. Tiempo de reacción: 2% / 60min.

Contenido: 1 envase de 2,5 litros



PVP 57,90 €

OFERTA 38,90 €

-33%

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

MD-555 Desinfección de Aspiración

Ref.: 17380

Desinfectante de aspiración semanal para desincrustar y descalcificar eliminando los depósitos más resistentes del sistema de aspiración así como también eliminando los malos olores de la clínica.

Contenido: 1 envase de 2,5 litros



PVP 54,50 €

OFERTA 36,90 €

-32%

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.



Desinfección de instrumental

DENTASEPT® Tri-Enzymatic

Ref.: 35951

DENTASEPT® Tri-Enzymatic es un detergente para la desinfección y limpieza previa de instrumental y dispositivos sanitarios en el ámbito odontológico.

- Triple formulación de enzimas: proteasa, lipasa y amilasa
- No contiene cloruros
- Un litro proporciona 200 litros de solución lista para usar
- Eficacia en solo 7 minutos
- Actúa contra los virus con envoltura
- Se puede utilizar en baños de ultrasonidos
- pH neutro; después de diluir es compatible con una amplia gama de materiales

Contenido: 1 envase de 1 litro.

OFERTA 18,90 €

1 LITRO PROPORCIONA 200 LITROS DE SOLUCIÓN PARA USAR



UNIDADES LIMITADAS. CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL

Desinfección de Superficies

DENTASEPT® SPRAY 60 PRO

SOLUCIÓN DESINFECTANTE DE SUPERFICIES

Rápida desinfección de equipos e instrumental sanitario previamente limpio, no sumergibles, no invasivo y resistente al alcohol en el ámbito dental.

Solución lista para usar

- Composición basada en etanol
- Amplio espectro de actividad con un corto tiempo de contacto
- No deja rastro al secarse
- Agradablemente perfumado
- Sin tinte



Contenido: 1 envase de 5 litros.

Ref.: 35949

OFERTA 32,90 €



Contenido: 1 spray 1 litro.

Ref.: 11456

OFERTA 10,90 €

NO DEJA RASTRO AL SECARSE Y AGRADABLEMENTE PERFUMADO

UNIDADES LIMITADAS. OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE STOCK.

DENTASEPT® SH PRO Wipes

Ref.: 35950

Contenido: 1 envase de 100 toallitas (180 x 200 mm)

DENTASEPT SH PRO WIPES SON UNAS TOALLITAS INDICADAS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DISPOSITIVOS SANITARIOS EN EL ÁMBITO DENTAL.

Combinan una eficacia de amplio espectro y tiempos de contacto cortos con una excelente compatibilidad de los materiales y las propiedades de un limpiador suave.

- Se puede utilizar en dispositivos sensibles al alcohol
- Fórmula eficiente sin alcohol sin perfume ni tinte
- Limpieza y desinfección en un solo paso, dejando el dispositivo visiblemente limpio
- Toallitas de viscosa 100% biodegradables



3+1

Sale cada envase de 100/u en 4,87 €

OFERTA 6,50 €

SIN ALCOHOL, PERFUME NI TINTE. OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE STOCK.

DENTASEPT® ASPIRATION AF

Detergente y desinfectante concentrado. Diluir al 2% (40 ml por 2 litros de agua del grifo). Aspire la solución con la aspiradora y déjela actuar durante al menos 5 minutos o toda la noche.

Para enjuagar, aspire 1 litro de agua fría.



Contenido: 1 envase de 5 litros

Ref.: 11487

OFERTA 44,90 €



Contenido: 1 envase de 1 litro

Ref.: 11516

OFERTA 12,90 €

UNIDADES LIMITADAS. OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE STOCK.



Bolsa Esterilización Medicaline

Bolsas autosellantes para esterilización, de gran resistencia y calidad fabricadas con una capa de papel y otra de plástico para la visualización del contenido.

Contenido: Caja de 200 unidades



OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK

- Bolsa Esterilización 5x25** OFERTA 6,29 €
Ref.:194
- Bolsa Esterilización 7,5x25** OFERTA 7,65 €
Ref.:195
- Bolsa Esterilización 13,5x25,50** OFERTA 11,95 €
Ref.:20623
- Bolsa Esterilización 18x30,70** OFERTA 17,29 €
Ref.:20624
- Bolsa Esterilización 9x23** OFERTA 7,65 €
Ref.:3358
- Bolsa Esterilización 30x44,50** OFERTA 39,65 €
Ref.:33788

Rollo Esterilización Medicaline

Contenido: Rollo de 200 metros



OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Rollos para esterilización de gran resistencia, aptos para autoclaves de vapor o químicos.

- Rollo Esterilización 5x200** OFERTA 12,29 €
Ref.:27718
- Rollo Esterilización 7,5x200** OFERTA 15,64 €
Ref.:27719
- Rollo Esterilización 10x200** OFERTA 22,35 €
Ref.:27716
- Rollo Esterilización 15x200** OFERTA 27,39 €
Ref.:17803
- Rollo Esterilización 25x200** OFERTA 50,84 €
Ref.:20327

Bolsa Esterilizar ECO

Contenido: 1 envase de 200 unidades



- Bolsa Esterilización 5,7x13** OFERTA 3,90 €
Ref.:14086
- Bolsa Esterilización 7x26** OFERTA 4,90 €
Ref.:14037
- Bolsa Esterilización 9x26** OFERTA 5,50 €
Ref.:14038
- Bolsa Esterilización 13,5x28** OFERTA 8,40 €
Ref.:11080

Rollo Esterilización Eco

Contenido: Rollo de 200 metros

Rollos para esterilización de gran resistencia, aptos para autoclaves de vapor o químicos.



OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

- Rollo Esterilización 5x200** OFERTA 6,90 €
Ref.:35529
- Rollo Esterilización 7,5x200** OFERTA 9,90 €
Ref.:35530
- Rollo Esterilización 10x200** OFERTA 14,50 €
Ref.:35642
- Rollo Esterilización 15x200** OFERTA 22,90 €
Ref.:29089
- Rollo Esterilización 25x200** OFERTA 32,50 €
Ref.:27728



PLANCHAS CUADRADAS MESTRA

TAMAÑO	DUREZA	TIPO	APARIENCIA	ESPESOR	CANTIDAD	REFERENCIA	OFERTA
126 × 126 mm	Duras	Cristal	Transparente	0.3 mm	10	34822	4,00 €
126 × 126 mm	Duras	Cristal	Transparente	0.75 mm	5	34718	4,00 €
126 × 126 mm	Duras	Cristal	Transparente	1.0 mm	5	34720	4,00€
126 × 126 mm	Duras	Cristal	Transparente	1.5 mm	5	34719	6,00 €
126 × 126 mm	Duras	Cristal	Transparente	2.0 mm	5	34741	8,00€
126 × 126 mm	Duras	Lechosa	Translúcida	0.6 mm	10	34721	4,00 €
131 × 131 mm	Blandas	Soft	Translúcida	1.0 mm	10	34742	7,00 €
131 × 131 mm	Blandas	Soft	Translúcida	2.0 mm	10	34870	12,00 €
131 × 131 mm	Blandas	Soft	Translúcida	3.0 mm	5	34722	9,00 €
131 × 131 mm	Blandas	Soft	Translúcida	4.0 mm	5	34871	13,00 €

Fresas de Diamante



-25%

A PARTIR DE 5 BLÍSTER

CONSULTE OFERTA A SU COMERCIAL

Espejos Rodio N.5

Ref.: 35784

Espejo plano de Rodio N.5 para mangos de rosca gruesa. Diámetro de 24mm.



Contenido: 1 envase de 12 unidades

PVP 37.33 €

OFERTA 25,00 €

UNIDADES LIMITADAS. OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE STOCK.

Protector equipo

Ref.: 25091

Película autoadhesiva realizada en polietileno azul. Destinada a la protección de superficies expuestas a contaminación difíciles de esterilizar (paneles de control, minillas e interruptores.)



Contenido: 1 rollo de 15cm x 100 metros

OFERTA 29,00 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Espejo plano N.5

Ref.: 6450

Espejo del tipo plano con chasis de acero inoxidable. Sólo válido para rosca gruesa.



Espejo tipo plano con chasis de acero inoxidable válido para rosca gruesa. Contenido: Caja de 12 unidades

PVP 13,95 €

OFERTA 9,95 €

UNIDADES LIMITADAS. OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE STOCK.

Silicona Elite Putty



Ref.: 550 Soft Normal
Ref.: 551 Soft Fast

2+1 FLUÍDA

OFERTA 39,90 €

Silicona Elite Fluída



Ref.: 548 Normal
Ref.: 549 Fast

OFERTA 27,95 €

Comprando 2 Elite DH Putty Normal/Fast reciba **GRATIS** 1 Elite HD Light Body Normal/Fast

Toallitas Sani-Cloth AF3

Toallitas desinfectantes, desechables y libres de alcohol para uso en superficies duras no porosas y productos sanitarios no invasivos antes de la esterilización o desinfección de alto nivel. Medisa 200x195mm



Contenido: 1 envase de 200 toallitas
Ref.: 35711

OFERTA 5,95 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Ofertas válidas hasta fin de existencias salvo error tipográfico



Guantes de látex sin polvo

Contenido: 1 envase de 100 guantes

No estériles microtexturados de excelente calzado gracias al recubrimiento Polymer coated y excelente fuerza de agarre. Máxima elasticidad, adaptabilidad y sensibilidad táctil.



Ref.:35576 X-Pequeño
Ref.:35575 Pequeño
Ref.:35574 Mediano
Ref.:35637 Grande

OFERTA 3,99 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Guantes de Nitrilo

Contenido: 1 envase de 100 guantes
Guantes de examen de nitrilo sin polvo.



Ref.:35636 Grande
Ref.:35571 Mediano
Ref.:35572 Pequeño
Ref.:35573 X-Pequeño

OFERTA 3,50 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Guantes estériles sin polvo

Contenido: 50 pares

Guante estéril de látex sin polvo indicado para todo tipo de técnicas quirúrgicas gracias a su alto nivel de protección frente a microorganismos y fluidos.



Ref.:33782 6
Ref.:33783 6,5
Ref.:33784 7
Ref.:33785 7,5
Ref.:33786 8

OFERTA 28,90 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Mascarilla Quirúrgica Tipo IIR

Ref.: 33137

Mascarilla quirúrgica con gomas Tipo IIR con capacidad de filtración bacteriana 98% y resistentes a salpicaduras.



Contenido: 1 envase de 50 unidades

PVP 18,55 €

OFERTA 2,50 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Mascarillas FFP2 Galmask

Ref.: 33744

Mascarilla FFP2 Galmask sin grafeno fabricadas en España con marcado CE según norma europea EN 149:2001+A1:2009

Fabricadas en Galicia.



Envase de 20 mascarillas.

PVP 25,60 €

OFERTA 9,95 €

CONSULTE OFERTA POR CANTIDAD

Protector manillas Omnia

Ref.: 28814

Fundas en TNT con forma de tubo o cofia con elásticos para su sujeción. Destinado a aislar las manillas y los reposabrazos del equipo. No estériles



Contenido : Caja de 120 unidades
Color : Blanco
Medida : 17cm de diámetro

OFERTA 21,90 €

OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE STOCK

Microaplicadores

Contenido: Caja de 100 unidades.

Micro-aplicadores. Bastoncillos de aplicación, muy útiles para aplicación de geles y líquidos en lugares precisos.



Ref.: 23611 Fino
Ref.: 28719 Regular

OFERTA 3,50 €

Opalescence PF 16% Patient Kit

Ref.: 26179

Blanqueamiento ambulatorio de peróxido de carbamida al 16% con una consistencia pegajosa y viscosa que evita filtraciones fuera de la cubeta.

Contenido: 8 jeringas de 1,2 ml de Opalescence PF 16%, 1 colorímetro, 1 estuche de bolsillo para cubetas, 1 pasta de dientes 28,3 g



PVP 85,30 €

OFERTA 51,90 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.



Cánula Universal Ilion

Contenido: 10 unidades

Cánula universal para aspirador quirúrgico indicada para adultos. Empuñadura ergonómica antideslizante que facilita el trabajo del operador. Forma lineal que garantiza un funcionamiento silencioso y mejores niveles de higiene y limpieza. Esterilizable en autoclave a 134°C.



Ref.: 29132 Verde 16x128mm
Ref.: 35096 Azul 16x128mm
Ref.: 35105 Gris 16x147mm

ÚLTIMAS UNIDADES.

OFERTA 9,90 €

EXISTENCIAS LIMITADAS. OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Cánula quirúrgica estéril Ilion

Ref.: 28388

Cánulas de aspiración quirúrgica, estériles listos para su uso, desechables, sin riesgos de contaminación cruzada. La punta extremadamente fina asegura una aspiración precisa sin bloquear el campo de visión.

Contenido: Caja de 20 unidades



PVP 29,00 €

OFERTA 9,50 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Líneas de Irrigación DEF110 y DEF160

Set de irrigación estériles. Contenido: Caja de 10 unidades

OMNIA

Ref.:19539 para NSK DEF110

Ref.:12787 para W&H DEF160



PVP 93,55 €

OFERTA 47,90 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Kit de Implantes

Ref.: 27313

Set estéril. 3 batas de polipropileno, 30 g/m2, con puños elásticos. Color verde.1 par de guantes grandes. Color blanco.1 par de guantes medios. Color blanco.1 par de guantes pequeños. Color blanco.2 gorros ajustables con elásticos. Color verde.1 gorro de cirujano con cinta posterior. Color verde.3 mascarillas de alto riesgo, de triple capa, con cintas. Color verde.1 paño impermeable de 50 x 60 cm fenestrado sin adhesivo. Color azul.2 paños impermeables de 50 x 60 cm. Color azul.1 paño impermeable de 80 x 100 cm. Color azul.



PVP 18,03 €

OFERTA 10,19 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Octocolagen

La esponja hemostática de colágeno hidrolizado liofilizada Ilion se adhiere a la zona de sangrado garantizando una hemostasia favorable, se absorbe en 4 semanas.



Ref.:21533

Contenido: 4 blisters x 10 unidades

OFERTA 26,90 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

roeko Surgitip

UNIDADES LIMITADAS. OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE STOCK.

Cánulas de aspiración 2,8 o 4,9 mm, estériles

- ✓ La cánula verde asegura un excelente contraste sobre la parte tratada
- ✓ El campo de visión está libre gracias a su fina forma y su extremidad cónica
- ✓ Es higiénica, embalaje esterilizado e individual lista para usar
- ✓ Diferentes diámetros y formas de cánulas para un amplio abanico de tratamientos



Ø 2,8 mm, x 20 pzs.

462025 ~~45,85€~~ **27,90 €**

Ø 2,8 mm, x 100 pzs.

462026 ~~185,53€~~ **129,90 €**

Sale a 25,98 €



Bata estéril verde con puño blanco

Ref.: 12603

Bata quirúrgica estéril, con puños elásticos, de tela sin tejer polipropileno 100%.



Contenido: 1 unidad

PVP 2,71 €

OFERTA 1,70 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK

Bata desechable con puño 30gr

Bata desechable azul de manga larga con puño ajustable de poliéster 30gr. Compuestas por polipropileno (PP): tejido sin tejer repelente repelente a fluidos y microorganismos.

Bata con cierre trasero, mediante cinta en el cuello y en la cintura.



Ref.:33899 Azul

Ref.: 33351 Verde

Contenido: 1 envase de 10 batas



PRECIO REBAJADO

PVP 22,00 €

OFERTA 11,90 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Hielo instantáneo Euronda

Ref.: 20338

Hielo instantáneo, extremadamente práctico y fácil de usar, que no necesita refrigeración. Para activarlo sólo es necesario una presión en la bolsa.

Contenido: Caja de 24 unidades



PVP 26,99 €

OFERTA 10,80 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK

Protector para manguera estéril

Ref.: 29726

Protectores de mangueras monouso estériles para utilizar durante operaciones implantológicas y cirugía piezoeléctrica fabricados en polietileno.

Contenido: Caja de 50 unidades
Medidas: 7x120cm



OFERTA 29,90 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Sutura LORCA Seda Negra

Sutura de hilo de seda trenzada no absorbible. Impregnada de cera de abeja. Gran resistencia a la tracción, alta flexibilidad y fácil realización y seguridad de los nudos.

Contenido: 1 envase de 12 unidades

Ref.:5836 3/0 TB-15

Ref.:2370 3/0 TC-15

Ref.:8049 4/0 TB-15

Ref.:5835 5/0 TB-15

OFERTA 16,90 €

Contenido: 1 envase de 50 unidades

Ref.:12204 3/0 TB-15

Ref.:11617 4/0 TB-15

OFERTA 69,80 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK

Sutura LORCA Supramid

Hilo de Poliamida 6 en forma multifilar retorcido, incluido en una vaina de la misma naturaleza. Esta disposición le confiere la manejabilidad de un hilo multifilar, asociada a una superficie semejante a un monofilamento. Supramid es un hilo de alta resistencia tensil especialmente indicado para el Cierre de piel.

Contenido: 1 envase de 12 unidades

Ref.:27119 3/0

Ref.:6741 4/0

OFERTA 22,25 €

Contenido: 1 envase de 50 unidades

Ref.:29137 3/0

Ref.:6986 4/0

OFERTA 87,90 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK



Aspiradores Monoart

Contenido: Envase de 100 unidades

Aspirador de saliva de 15 cm flexible desechable fabricado en PVC no tóxico que incorpora hilo de cobre para mantener el ángulo deseado.



Ref.:12155 Transparente
Ref.:23159 Azul

PVP 3,75 €

OFERTA 2,15 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Servilleta Babero Plastificada Monoart

Contenido: Caja de 500 unidades

Servilleta babero fabricada en pura guata de celulosa de alta absorción de dos capas y gofrada con película de polietileno impermeable.



Ref.:22993 Celeste
Ref.:23513 Verde
Ref.:31768 Azul
Ref.:25096 Lila
Ref.:25279 Lima

OFERTA 14,90 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Babero Papel Plástico Monoart

Contenido: Rollo de 80 unidades

Babero para proteger al paciente, en rollo, formado por una capa de papel de alta absorción acoplado y gofrado con una película de polietileno libre de contaminantes impermeable. Medida : 61x53cm



Ref.:24468 Azul
Ref.:138 Celeste
Ref.:25097 Verde

OFERTA 8,90 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.
EXISTENCIAS LIMITADAS.

Aplicador Microbrush Regular

Ref.: 3662

Aplicador de bolita de fibras no absorbentes y que no se deshilachan.



Contenido: Caja de 100 unidades.

PVP 14,65 €

OFERTA 8,75 €

EXISTENCIAS LIMITADAS

Agujas de Irrigación Dentaflux

Ref.: 32633

Agujas de irrigación para jeringa con salida lateral de 0.3mm x 25mm. Finas para un acceso cómodo al canal y fácilmente angulables.



Contenido: 100 unidades

PVP 24,15 €

OFERTA 17,90 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Dique Medicaline Verde

Ref.:19879 Medio

Dique fabricado en látex natural, alta resistencia y elasticidad. Rápida y cómoda colocación.

Contenido: Caja de 36 unidades.



Ref.:19879 Medio

Ref.:31939 Grueso

OFERTA 11,29 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Algodón Luna Roeko

Contenido: Envase de 300gr.

Rollos de algodón realizados con mezcla de algodón y celulosa. No desprenden hilos. Gran firmeza y compactación.



Ref.: 46 N.1
Ref.: 47 N.2
Ref.: 48 N.3

PVP 11,67 €

OFERTA 7,50 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Cubre-sensor Kerr

Contenido: Caja de 500 unidades

Protector Kerr para cubrir el sensor digital de rayos X en dos tamaños: 3,5 x 20,5 cm y 4 x 21 cm.



Ref.: 12672 Medida 3,5x20,5
Ref.: 6783 Medida 4x21

PVP 29,44 €

OFERTA 20,45 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.



Gel de Flúor Flugel Dentaflux

Contenido: 1 botella de 1 litro

Gel de flúor para uso en clínica para la prevención de caries y tratamiento de hipersensibilidades.



Ref.:663 Menta
Ref.:3708 Fresa
Ref.:3710 Limón
Ref.:3709 Naranja

PVP 27,63 €

OFERTA 14,90 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Cubeta Flúor Eco

Contenido: 1 envase de 50 cubetas dobles verdes

Cubetas preformadas, anatómicas que al seguir la forma de los dientes consiguen una adaptación idónea.



Ref.: 28665 Grande
Ref.: 28664 Mediana
Ref.: 28767 Pequeña

PVP 10,70 €

OFERTA 8,90 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

Cubeta Flúor Premium

Contenido: 1 envase de 50 cubetas dobles blancas

Cubetas de flúor preformadas de gran calidad, anatómicas que al seguir la forma de los dientes consiguen una adaptación idónea.



PVP 28,05 €

OFERTA 15,20 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

PRECIO REBAJADO

Cepillos Profilaxis Nylon

Ref.: 3083

Cepillos para limpieza en tratamientos de profilaxis. Fabricados en nylon para contra-ángulo. Color blanco.

Contenido: 1 envase de 100 unidades



PVP 50,90 €

OFERTA 19,95 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

PROPHYflex Perio

Ref.: 27408 Contenido: 4 botes x 100gr

Minucioso: Limpieza completa y eficaz de las bolsas mediante la eliminación del biofilm (periodontitis, periimplantitis), la reducción de gérmenes y la reducción de la profundidad de las bolsas periodontales



No agresivo: Polvo más fino (18-22µm), glicina (principio activo), menos abrasivo y sin sabor

Polvo de glicina para el tratamiento subgingival minucioso y delicado.

PVP 112,00 €

OFERTA 93,65 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

PROPHYpearls Sticks

Contenido: 80 sticks x 15 gr

Las superficies redondas brindan muchos más puntos de contacto que los polvos tradicionales, son más eficientes y son especialmente suaves con los dientes al no disponer de bordes afilados.



Ref.: 27982 Naranja
Ref.: 27983 Melocotón
Ref.: 27984 Grosella
Ref.: 28919 Menta

OFERTA 152,00 €



Prophepearls Sticks Sabor Neutral

OFERTA 139,00 €

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE STOCK.

PT 7

Ref.: 9668

Escarificador ultrasónico
Control inteligente



Dos juegos de kits de piezas de mano autoclavables
Depósito de agua de 1.000 ml
Panel de **control inteligente**
20 Puntas: G1 x2, P1 x2, P50LT x4, P50R Tx4, P52T x2, P56T x2, P59T x2, P90T x2

OFERTA 649,00 €

MaxPiezo7+

Ref.: 9669

Escarificador ultrasónico
con depósito



Modos: G (Supra), P (Perio) y E(Endo)
Panel de **control inteligente**
Depósito de agua de 600 ml
Incluye: 8 puntas (G4 x1, G5 x1, G6 x1, P1 x1, P3 x1, P4 x1, P4D x1, E1 x1)
y 4 limas de endodoncia (20# x2, 25# x2)

OFERTA 350,00 €

Swan+

Ref.: 9670

Con luz LED de amplio espectro



Longitud de onda Swan+ / Swan: 385nm - 515nm
Intensidad lumínica Swan+: 1000mW/cm² - 2500mW/cm²
Intensidad lumínica Swan: 900 mW/cm² - 2500 mW/cm²
Batería Swan+ / Swan: 3.7V / 2600mAh
Modos Swan+ / Swan: Normal, Turbo, Ortho y Check
Swan+: Incluye 4 puntas magnéticas



OFERTA 438,00 €

MaxCure9

Ref.: 5715

Curado en 1 segundo

Longitud de onda: 385nm - 515nm
Intensidad lumínica: 1000mW/cm² - 2500mW/cm²
Batería: 3,7V / 2600mAh
Modos: Normal y Turbo
Más de 1300 ciclos en modo de 10 segundos



OFERTA 139,00 €

Localizador de ápice A7

Localizador de ápice de 6^a generación

Precisión de trabajo de ±0.5 mm
Rendimiento superior antiinterferencia
Batería recargable de iones de litio



OFERTA 180,00 €

MaxCure3

Ref.: 9671

Ergonomía y visibilidad

Longitud de onda: 385nm - 515nm
Intensidad lumínica: 1200mW/cm² - 1600mW/cm²
Batería: 3.7V 800mAh
Modos: Full, Pulso y Rampa



OFERTA 95,00 €

VALO Grand



1 x Lámpara LED VALO Grand
 4 x Baterías (recargables)
 1 x Cargador de Baterías
 1 x Fuente de alimentación Universal
 1 x VALO Grand Protector
 1 x Soporte para pieza de mano
 50 x Fundas VALO

Rango de salida de luz (nm) **395nm-480nm**
 Diámetro de la Lente **12mm**
 Programas:
 Standard Power **1.000 mW/cm2**
 High Power **1.600 mW/cm2**
 Xtra Power **3.200 mW/cm2**

Ref.: 32746
 PVP 1.559 €

OFERTA 890,00 €

Root ZX Mini

Localizador de ápice "mini". Diseño y tecnología en la palma de su mano.



1 cable de sonda acodado
 3 portalimas.
 5 gancho labial
 1 verificador.
 3 pilas DC 1.5 V tamaño AAA.

Ref.:34837
 PVP 1.220 €

OFERTA 699,00 €

STARLIGHT UNO



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable

Ref.: 35062
 PVP 650 €

OFERTA 450,00 €

**UNIDADES LIMITADAS.
 OFERTA VALIDA HASTA FIN
 DE STOCK.**

Dental Vieiro Taboada S.L.

C/ Cruz de Gallastegui nº 7 Bajo |
 15707 Santiago de Compostela
 Tel.: 981 574 002 | Fax: 981 557 013
 E-mail: dentalvita@dentalvita.com
 web: www.dentalvita.com

Atendiendo al Reglamento UE 2016/679, y demás normativa legal vigente en la materia, sus datos personales serán tratados por DENTAL VIEIRO TABOADA S.L. para la prestación de nuestros servicios, gestión comercial, de facturación y reclamaciones e incidencias.

No se comunicarán datos a terceros excepto por obligación legal. Cumplida la prestación, sus datos se guardarán debidamente bloqueados. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición dirijase a la dirección indicada en este documento, con copia de su DNI. Podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en agpd.es

PORTES GRATUITOS A PARTIR DE 120€ (Si el importe es inferior se facturarán 5,00 €). OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO