



Ofertas laboratorio septiembre – diciembre 2026



**DENTAL
VITA**

Dental Vieiro Taboada S.L.

C/ Cruz de Gallasteguin° 7Bajo |
15707 Santiago de Compostela
Tel.: 981 574 002 | Fax: 981 557 013
E-mail: dentalvita@dentalvita.com
web: www.dentalvita.com



**Katia
Dental**

Especialistas en la venta y
distribución, asesoramiento y
formación de productos dentales
desde 1987.



Válidas del 15/09 hasta el 15/12

Firing Paste

¡NOVEDAD!

Pasta refractaria fácil de aplicar y retirar, ofrece un alto rendimiento aun preciocompetitivo.

La pasta refractaria de HUGE, lista para usar, permite fabricar de forma rápida y sencilla cubetas de cocción individuales para restauraciones de cerámica y zirconia.

Ref. H1260



19,35 €/u
~~23,95€/u~~

Compra mínima 2 unidades

Cepillo KX

Diseñado específicamente para retocar todo tipo de material termoplástico, acrílico, composite y material de rebase blando.

- En laboratorio: pulido excepcional y alto brillo.
- En clínica: superficie lisa y suave. Ideal para retocar el interior de la férula.

25 discos + 1 mandril

21,00€/u

Ref. KX25-F	Fina
Ref. KX25-G	Gruesa

15,20 €/u

Compra mínima 2 unidades



Bloques disilicato de litio

Fundidos y refinados en horno de platino para asegurar la homogeneidad del vidrio y una textura natural. Una inspección óptica automatizada elimina piezas con grietas, impurezas o burbujas.

Aplicaciones clínicas

- Coronas
 - Endocoronas
- Inlays
 - Onlays
- Estructuras sobre implantes
 - Puentes de 3 unidades
- Overlays
 - Carillas

HT	Ref. DT-HT-A1-C14	Ref. DT-HT-A2-C14	Ref. DT-HT-A3-C14
LT	Ref. DT-LT-A1-C14	Ref. DT-LT-A2-C14	Ref. DT-LT-A3-C14
MT	Ref. DT-MT-A1-C14	Ref. DT-MT-A2-C14	Ref. DT-MT-A3-C14

Envase: 5 unidades

Compra mínima 3 unidades



44,90 €/u
~~66,00€~~

Ofertas válidas hasta fin de stock o error tipográfico



Válidas del 15/09 hasta el 15/12

HUGE

Discos de zirconio MM-4D

Max Multicapa

Ideal para todas las aplicaciones,
 desde coronas estéticas hasta arcadas completas


Con 8 capas y 15 gradaciones, MM-4D ofrece restauraciones de zirconio con estética natural, alta resistencia y translucidez.

CARACTERÍSTICAS

- Transición natural: 8 capas de zirconio multicapa dental; superposición de gradiente de 15 capas.
- Translucidez del 43% al 53%.
- Resistencia: 700 MPa-1200 MPa.
- Todos los ámbitos de aplicación: desde una sola corona hasta un puente de arco completo.



Zirconio ultratransparente: hasta 53% de translucidez para una alta estética en la zona incisal.



Zirconio de alta resistencia: alcanza una resistencia de 1200 MPa para una estabilidad excepcional.

Ø 0,98mm

Grosor	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm
Precio	121,00€	135,50€	150,15€	165,00€	179,20€	194,25€	209,00€	223,65€
Oferta	65,00€	73,00€	81,00€	89,00€	96,50€	104,00€	112,90€	120,00€
Ref.	H1230-4D10	H1230-4D12	H1230-4D14	H1230-4D16	H1230-4D18	H1230-4D20	H1230-4D22	H1230-4D25

Micro-stix


Microaplicador azul con adhesivo

Ref. RSTIXB

64 aplicadores

Diseñado para sujetar de forma segura componentes frágiles durante las restauraciones dentales, proporcionando estabilidad y precisión.

Es la solución ideal para trabajar con:
 • Carillas • Brackets • Coronas • Inlays



33,00€/u
 38,71€/u

Ofertas válidas hasta fin de stock o error tipográfico

Contacta con nosotros para realizar los pedidos • PVP Recomendado (IVA no incluido) | No acumulable con otras ofertas

934 090 600 - info@katiadental.com - www.katiadental.com

Válidas del 15/09 hasta el 15/12



Alambre para ganchos Leowire®

Ref. LC0450
Bobina500gr

Ø mm										
0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	

55,90€/u

68,97€/u

Compra mínima 3 unidades



Ref. LC0400
Bobina Estándar

Ø mm										
0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	

17,80€/u

21,96€/u

Compra mínima 5 unidades

Disyuntor araña
29,67€/u

34,71€/u

Compra mínima 15 unidades

Dispositivo de expansión rápida del paladar que ensancha el sector anterior del maxilar y se autodesactiva al alcanzar la máxima apertura.

Vuelta de giro: 0,9 mm.



Número de activaciones hasta la expansión máxima: 40

Ref.	Confección	Expansión
LA0625-09	1 pieza	9 mm

Ganchos de bola de
acero inoxidable

Gracias a una innovadora tecnología de plasma, la cabeza del gancho resulta perfectamente esférica.

42,45€/u

52,41€/u

Confección: 100 ganchos.

Compra mínima 3 bolsas



Ref.	mm	pulgadas
LC1610-17	0,7 mm	inch .028
LC1610-18	0,8 mm	inch .032
LC1610-19	0,9 mm	inch .036

Ofertas válidas hasta fin de stock o error tipográfico

