


EXCELLENCE DEALS

Benefíciase de los
KaVo Excellence Deals:
Del 1 al 30 de septiembre de 2026

Hasta el
60%*
de descuento



**Contra-ángulo
MASTERTmatic M25 L**
de alta velocidad
ahora por 890€/ud.



**Contra-ángulo
EXPERTmatic E25 L**
de alta velocidad
ahora por 687€/ud.




**Sistema de abrasión
por aire
RONDOfle plus 360**
ahora por 1.199€/ud.



Descubra todas las promociones Excellence
www.kavo.com/es/deals26

* Los precios de la promoción se aplican exclusivamente a los instrumentos mencionados anteriormente y no son acumulables con otras promociones. Los precios de la promoción no incluyen el IVA y se refieren a los precios de lista de KaVo Dental para distribuidores oficiales.



**DENTAL
VITA**

KAVO
Dental Excellence



Hasta 24 meses de garantía

MASTERmatic LUX M25 L

Mat.No. 1.009.3630

Contra-ángulo rojo 1:5. Cabezal **100°/19°** para una excelente visibilidad y acceso. Rodamientos cerámicos de bolas para un funcionamiento suave y silencioso. Spray de tres salidas con microfiltro intercambiable.

~~2.262€~~
890€



60%
de
descuento

MASTERmatic LUX M05 L Mini

Mat.No. 1.009.3640

Contra-ángulo rojo 1:5. Cabezal **mini 100°/18°** para una excelente visibilidad y acceso en zonas de difícil alcance. Rodamientos cerámicos de bolas para un funcionamiento suave y silencioso. Spray de una salida con microfiltro intercambiable.

~~2.262€~~
890€



60%
de
descuento

MASTERmatic LUX M45 L

Mat.No. 1.014.0280

Contra-ángulo rojo 1:4,2. Exclusiva combinación de ángulos cabeza/cuello para una excelente visibilidad y acceso, especialmente en la zona molar. Tecnología CoolHead. Rodamientos cerámicos de bolas. Spray de tres salidas con microfiltro intercambiable.

~~2.262€~~
890€



60%
de
descuento

MASTERtorque LUX M9000 L

Mat.No. 1.008.7900

Turbina con Direct Stop Technology (DST) para una máxima seguridad. Potencia de hasta **31 W**. Funcionamiento extremadamente silencioso (**57 dB(A)**). Cabezal compacto de solo **13,1 mm** para una excelente visibilidad y acceso. Iluminación óptima sin deslumbramientos.

~~2.002€~~
822€



59%
de
descuento

MASTERtorque LUX M8700 L Mini

Mat.No. 3.001.0000

Turbina con Direct Stop Technology (DST) para una máxima seguridad. Cabezal **mini de solo 12,1 mm** para una excelente visibilidad y acceso. Potencia de hasta **30 W**. Funcionamiento muy silencioso (**59 dB(A)**) e iluminación LED sin deslumbramientos.

~~2.002€~~
822€



59%
de
descuento

EXPERTmatic E25 L

NºMat. 1.007.5550

Contra-ángulo rojo 1:5. Tecnología Cool Head. Superficie KaVo EXPERTgrip. Cabezal de tamaño reducido. Rodamientos cerámicos de bolas. Microfiltro intercambiable para spray.

~~1.662€~~
687 €



59%
de
descuento

EXPERTmatic E20 L

NºMat. 1.007.5540

Contra-ángulo azul 1:1. Conductor de luz de varilla de vidrio de 25.000 lux. Rodamientos de alta tecnología. Refrigeración interna independiente para fresas de contra-ángulo (2,35 mm).

~~1.211€~~
527 €



56%
de
descuento

EXPERTtorque E680 L

NºMat. 1.006.8700

Turbina de hasta 29 vatios de potencia. Excelente accesibilidad. Bajo nivel de ruido. Rodamientos cerámicos de bolas. Conductor de luz de vidrio.

~~1.501€~~
620 €



59%
de
descuento

EXPERTtorque E677 L

NºMat. 1.007.3600

Turbina de hasta 27 vatios de potencia. Cabezal pequeño. Excelente accesibilidad. Bajo nivel de ruido. Rodamientos cerámicos de bolas. Conductor de luz de vidrio.

~~1.501€~~
620 €



59%
de
descuento

RONDOflex plus 360

Mat.No. 1.002.2179

Sistema de abrasión por aire para todas las indicaciones, con mínima dispersión de polvo y con salida para acoplamiento MULTIflex.

~~2.336€~~
1.199€



49%*
de
descuento



**DENTAL
VITA**

KAVO
Dental Excellence