



%

Validez del 5 al 9 de
Octubre de 2026

Semana Especial Profilaxis

¡Ilumina tu sonrisa!

Disfruta de ofertas especiales durante la Semana Especial Profilaxis.
Para más información, consulte con su distribuidor habitual.

Compre un Set KaVo SONICflex
y reciba **7 puntas** de su elección
sin cargo adicional.*

Ventaja



SONICflex quick Set con luz 2008 L (incl. 3 puntas)

Precio 2.510€

Promo: 1.468 €

Ref: 1.007.1604

Juego SONICflex quick 2008 L.
Con cambio rápido y cómodo
de la punta
Accionamiento neumático en la
conexión MULTiflex

- Frecuencia: 6 kHz
- 3 niveles de potencia
- Dirección de movimiento:
circular
- Muy silencioso

Contenido:
SONICflex quick 2008 L
Llave dinamométrica
Una punta SONICflex scaler
de cada: n.º 5 A / 6 A / 7 A



SONICflex LUX Set con luz 2003 L (incl. 3 puntas)

Precio 2.510€

Promo: 1.468 €

Ref: 1.000.8333

Juego SONICflex LUX 2003 L.
Accionamiento neumático en la
conexión MULTiflex

- Frecuencia: 6 kHz
- 3 niveles de potencia
- Dirección de movimiento:
circular
- Muy silencioso

Contenido:
SONICflex 2003 L
Llave dinamométrica
1 punta SONICflex scaler
de cada: n.º 5 / 6 / 7

*Promoción no aplicable al juego de puntas SONICflex IMPLANT, referencias 10038167 y 100620277

Semana Especial Profilaxis

Validez del 5 al 9 de Octubre de 2026

KaVo Dental Iberia S.L. www.kavo.com/es



Dental Vieiro Taboada S.L.

C/ Cruz de Gallastegui nº 7Bajo |
15707 Santiago de Compostela
Tel.: 981 574 002 | Fax: 981 557 013
E-mail: dentalvita@dentalvita.com
web: www.dentalvita.com

¡Aproveche las ventajas de PROPHYflex 4
y elija **dos productos** sin cargo!

PROPHYflex™ 4

Colores: Wave/azul | Flamingo/coral | Lime/lima



Precio 1.547 €

Promo: 1.116 €

Ref: 3.002.8000 | 3.002.8800 | 3.002.8200

Contenido:

PROPHYflex 4 Wave, Lime ó
Flamingo con funda de agarre
(larga) montada, cánula estándar
y depósito de polvo

Adicionalmente:

1 cánula Power
1 funda de agarre (corta)
1 depósito de polvo con tapa de
goma supragingival (turquesa)
1 fresa de limpieza
1 aguja de desobstrucción
1 llave para cánula
1 juego de juntas tóricas

Compre un PROPHYflex™ 4 y recibirá **dos productos** sin cargo a elegir entre:

PROPHYpearls neutral Botellas

Carbonato de calcio
4 botellas de 250 g



Ref: 1.010.1798

PROPHYpearls neutral en Sobres

Carbonato de calcio
80 sticks de 15g



Ref: 1.010.1826

PROPHYpearls Selection

Carbonato de calcio
con diferentes sabores



Ref: 1.013.4400

Cánula Power

Eficaz contra placa y
manchas persistentes



Ref: 1.012.1000

Cánula estándar

Eficaz contra
placa y manchas



Ref: 3.003.1138

Semana Especial Profilaxis

Validez del 5 al 9 de Octubre de 2026

KaVo Dental Iberia S.L.

www.kavo.com/es



Dental Vieiro Taboada S.L.

C/ Cruz de Gallastegui° 7Bajo |
15707 Santiago de Compostela
Tel.: 981 574 002 | Fax: 981 557 013
E-mail: dentalvita@dentalvita.com
web: www.dentalvita.com

Precios especiales para consumibles PROPHYflex 4

	Producto	Descripción	Ref. #	Precio de lista	Promoción
	PROPHYpearls neutral Botellas	Carbonato de calcio en botellas Limpieza respetuosa con el esmalte dental gracias a las suaves perlas esféricas con sabor agradable Contenido: 4 botellas de 250 g	1.010.1798	138,00 €	88,00 €
	PROPHYpearls neutral en Sobres	Carbonato de calcio en sticks Limpieza respetuosa con el esmalte dental gracias a las suaves perlas esféricas con sabor agradable Contenido: 80 sticks de 15g	1.010.1826	172,00 €	119,00 €
	• PROPHYpearls menta • PROPHYpearls melocotón • PROPHYpearls naranja • PROPHYpearls grosella negra	Limpieza respetuosa con el esmalte dental gracias a las suaves perlas esféricas. Disponible con los sabores mencionados. Contenido: 80 sticks de 15g	1.010.1828 1.010.1829 1.010.1830 1.010.1831	190,00 €	135,00 €
	PROPHYpearls Selection	Con sabores diferentes: 20 sticks de 15 g PROPHYpearls mint (menta) 20 sticks de 15 g PROPHYpearls peach (melocotón) 20 sticks de 15 g PROPHYpearls orange (naranja) 20 sticks de 15 g PROPHYpearls black currant (grosella negra)	1.013.4400	190,00 €	135,00 €
	PROPHYflex Perio Polvo	Glicina en botellas Polvo más fino y menos abrasivo Limpieza exhaustiva y cuidadosa de las bolsas y eliminación del biofilm con ayuda de las puntas perio (1.011.9403/1.009.3731/1.010.0287) Limpieza respetuosa con los implantes, cuellos dentales al descubierto y otros ámbitos de tratamiento supragingival Sabor neutro Contenido: 4 botellas de 100 g	1.009.3732	112,00 €	83,00 €
	• PROPHYflex Polvo Sabor Naranja, 80 Sobres de 15g • PROPHYflex Polvo Sabor Arándano, 80 Sobres de 15g • PROPHYflex Polvo Sabor Cereza, 80 Sobres de 15g • PROPHYflex Polvo Sabor Menta, 80 Sobres de 15g	Bicarbonato sódico en sticks Limpieza y eliminación exhaustivas de placas blandas, alteraciones cromáticas o biofilm. Disponible en los distintos sabores mencionados	1.007.0014 1.007.0015 1.007.0016 1.007.0017	151,00 €	105,00 €
	PROPHYflex 4 Perio Kit	Accesorio para la gestión del biofilm subgingival y para la limpieza de implantes, coronas y puentes Contenido: 3 puntas perio 1 adaptador de punta perio 1 llave (para enroscar la punta perio) 1 aguja de desobstrucción 2 depósitos de polvo 2 tapas de goma subgingivales (rosa) 1 ud. de polvo PROPHYflex Perio 20 g	1.010.1798	397,00 €	296,00 €

Semana Especial Profilaxis

Validez del 5 al 9 de Octubre de 2026

Instrumentos para Profilaxis

	Producto	Descripción	Ref. #	Precio de lista	Promoción
	Contra-ángulo EXPERTmatic E20 C	Contra-ángulo de transmisión 1:1 Conductos internos separados para los medios de refrigeración Para fresas de contra-ángulo (2,35 mm) Sistema de sujeción reforzado	1.0 07. 55 41	963,00 €	469,00 €
	Contra-ángulo EXPERTmatic E15 C	Contra-ángulo de reducción 5,4:1 Conductos internos separados para los medios de refrigeración Para fresas de contra-ángulo (2,35 mm) Sistema de sujeción reforzado	1.0 07. 553 1	1.098,00 €	529,00 €
	Contra-ángulo EXPERTmatic E31 C	Contra-ángulo profiláctico reductor 5,4:1 Cabezal profiláctico con sellado especial. Conductos internos independientes para refrigeración. Compatible con copas y cepillos de encastrado y atornillables	1.008.4998	1.046,00 €	529,00 €
	Contra-ángulo SMARTmatic PROPHY S31	Contra-ángulo profiláctico 8:1 sin spray Cabezal ultracompacto de Ø 8,7 mm con ángulo de 90° para una excelente accesibilidad. La junta en V integrada protege eficazmente contra la penetración de pasta profiláctica. Equipado con doble rosca estándar (1-64 UNC y 1-72 UNF) para copas y cepillos atornillables, así como con adaptadores desmontables para sistemas de encastrado. Velocidad máxima de trabajo: 20.000 rpm	1.011.6760	388,00 €	285,00 €
	Contra-ángulo SMARTmatic PROPHY S33	Cabezal ultracompacto de Ø 8,7 mm con ángulo de 90° para una excelente accesibilidad. La junta en V integrada protege eficazmente contra la penetración de pasta profiláctica. Movimiento oscilante de aprox. 70° para un pulido eficaz con mínima generación de calor. Compatible con copas y cepillos de encastrado (snap-on). Ideal para una limpieza precisa, incluso en espacios interproximales de difícil acceso. Velocidad máxima de trabajo: 20.000 rpm	1.011.6800	428,00 €	285,00 €

Semana Especial Profilaxis

Validez del 5 al 9 de Octubre de 2026

KaVo Dental Iberia S.L. www.kavo.com/es



Dental Vieiro Taboada S.L.

C/ Cruz de Gallasteguin° 7Bajo |
15707 Santiago de Compostela
Tel.: 981 574 002 | Fax: 981 557 013
E-mail: dentalvita@dentalvita.com
web: www.dentalvita.com

Compre un Juego SONICflex y reciba una llave dinamométrica sin cargo

	Producto	Descripción	Ref. #	Precio de lista	Promoción
	Juego SONICflex implant	Puntas validas para SONICflex 2003L • Trabajo sin fatiga • Superficies muy limpias • Sin escarificar las superficies pulidas • Punta sin metal • Limpieza subgingival del cuello de implante pulido y de las superficies pulidas de la superestructura	1.003.8167	192,00 €	141,00 €
	Juego SONICflex implant A	Puntas validas para SONICflex 2008 L • Trabajo sin fatiga • Superficies muy limpias • Sin escarificar las superficies pulidas • Punta sin metal • Limpieza subgingival del cuello de implante pulido y de las superficies pulidas de la superestructura	1.006.2027	192,00 €	141,00 €
	Llave dinamométrica para Puntas SONICflex SIN CARGO		1.000.4887	—	Sin cargo

Oferta especial 4 unidades de PROPHYpearls

	Producto	Descripción	Ref. #	Precio de lista	Promoción
	• PROPHYpearls menta • PROPHYpearls melocotón • PROPHYpearls naranja • PROPHYpearls grosella negra	Limpieza respetuosa con la sustancia dental gracias a las suaves perlas esféricas Sabor agradable para sus pacientes Contenido: 80 sticks de 15g Disponible con los sabores mencionados	1.010.1828 1.010.1829 1.010.1830 1.010.1831	760,00 €	557,00 €
	Gafas de protección SIN CARGO		1.000.9006	—	Sin cargo

Semana Especial Profilaxis

Validez del 5 al 9 de Octubre de 2026

KaVo Dental Iberia S.L. www.kavo.com/es



Dental Vieiro Taboada S.L.

C/ Cruz de Gallasteguin° 7Bajo |
 15707 Santiago de Compostela
 Tel.: 981 574 002 | Fax: 981 557 013
 E-mail: dentalvita@dentalvita.com
 web: www.dentalvita.com