

# LM

feel the difference

## LM Dual Gracey™ para un INSTRUMENTAL SENCILLO




Más información  
[www.lm-dental.com](http://www.lm-dental.com)



**LM SharpDiamond™**  
SIN NECESIDAD DE AFILADO

### DISEÑO DE PUNTA SENCILLAMENTE BRILLANTE

La cureta LM Dual Gracey™ combina los beneficios de una cureta universal y una cureta Gracey: Cada punta de la cureta LM Dual Gracey™ tiene dos bordes de corte elípticos: uno mesial y otro distal. Estos instrumentos están diseñados para eliminar el sarro supragingival y subgingival de todas las superficies dentales. El concepto LM Dual Gracey™, que combina las curetas Gracey y las curetas universales, permite emplear un menor número de instrumentos. El juego de instrumentos tradicional de cuatro Graceys puede sustituirse por solo dos instrumentos LM Dual Gracey™: Syntette™ y Syntette™ Anterior.



### LM Dual Gracey™ instruments

- La cureta LM Dual Gracey™, una combinación de cureta universal y curetas Gracey 11/12 y curetas Gracey 13/14.
- Para la eliminación del sarro supra y subgingival en áreas de premolares y molares.
- Para todas las superficies dentales.
- El modelo Mini es excelente en espacios estrechos y profundos.



Syntette™

LM SharpDiamond™  
SIN NECESIDAD DE AFILADO

LM ErgoSense® LM 215-216SD ES

sin recubrimiento / puede ser afilado

LM ErgoSense® LM 215-216 ES

LM ErgoMax™ LM 215-216 XSI

LM ErgoNorm™ LM 215-216 SI



Mini Syntette™

LM SharpDiamond™  
SIN NECESIDAD DE AFILADO

LM ErgoSense® LM 215-216MSD ES

sin recubrimiento / puede ser afilado

LM ErgoSense® LM 215-216M ES

LM ErgoMax™ LM 215-216M XSI

LM ErgoNorm™ LM 215-216M SI

- Syntette™ Anterior
- o Mini Syntette™ Anterior
- Syntette™
- o Mini Syntette™

**NUEVO**

- La cureta LM Dual Gracey™, una combinación de cureta universal y curetas Gracey 1/2 y Gracey 7/8.
- Para eliminación de sarro supra y subgingival en áreas anteriores y premolares.
- Para todas las superficies dentales.
- El modelo Mini es excelente en espacios estrechos y profundos.



Syntette™ Anterior

LM SharpDiamond™  
SIN NECESIDAD DE AFILADO

LM ErgoSense® LM 275-276SD ES



Mini Syntette™ Anterior

LM SharpDiamond™  
SIN NECESIDAD DE AFILADO

LM ErgoSense® LM 275-276MSD ES

**25% Dto.**

Ofertas válidas hasta el 30 de junio de 2022

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
	LM-Syntette ErgoSense	59,30 €	<b>44,47 €</b>
	LM-Syntette, mini ErgoSense	59,30 €	<b>44,47 €</b>
031464	LM-Syntette ErgoMax	51,73 €	<b>38,80 €</b>
005326	LM-Syntette, mini ErgoMax	51,73 €	<b>38,80 €</b>
	LM-Syntette ErgoNorm	51,73 €	<b>38,80 €</b>
	LM-Syntette, mini ErgoNorm	51,73 €	<b>38,80 €</b>
229960	Mini Syntette SD	81,32 €	<b>60,99 €</b>
230973	Mini Syntette Anterior SD	81,32 €	<b>60,99 €</b>
230752	LM-Syntette SD	81,32 €	<b>60,99 €</b>
230883	Syntette Anterior SD	81,32 €	<b>60,99 €</b>